


MAJ-2294

Antena de terminales





Características y ventajas

Ajuste óptimo

La antena de terminales se adapta a diferentes tipos de características anatómicas y es idónea para pacientes encamados.

Reprocesado sencillo y fiable

El diseño mejorado facilita el reprocesado, ya que permite que el detergente acceda a los huecos*.



Especificaciones de producto

Antena de terminales (MAJ-2294)

Peso	200 g
Dimensiones	87 x 51 x 15 mm (anch. x alt. x prof.) (sin las partes que sobresalen)
Número de terminales	8 antenas

Cubierta de antena de terminales (MAJ-1470)

Dimensiones	92 x 66 mm (anch. x alt.)
Cantidad	50 placas/caja

* No humedezca la unidad de conexión.

Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.