


ORL : Liste des références pour la rhinologie

Gamme de produits sélectionnés



Systeme CELON

Solutions orientées procédure, pour les spécialistes ORL

Générateur CELON ELITE (ESG-200)



- Grâce à la radiofréquence, il permet une ablation des tissus pour différentes indications ORL.
- Il peut être utilisé pour effectuer une électrochirurgie standard dans un cabinet ORL ou au bloc opératoire.

Références	Description du produit	Caractéristiques techniques
WA90001A	CELON ELITE, type E	Prise de sortie monopolaire pour prises internationales/ERBE (comprend une double pédale)
WA90002A	CELON ELITE, type B	Prise de sortie monopolaire pour prises internationales/Bovie (comprend une double pédale)
WA95621A	Cordon secteur UE	4,5 m avec prise coudée (nombreux pays européens, type E/F)
WA95622A	Cordon secteur États-Unis	4,5 m avec prise coudée (États-Unis, Canada et autres pays, type B)
WA95623A	Cordon secteur Royaume-Uni	4,5 m, avec prise coudée (Royaume-Uni et autres pays, type G)
WB50402W	Double pédale	

Compatibilité



Bipolaire

Pour les câbles HF bipolaires



Fiche standard internationale

Fiche à 2 broches

► **Diamètre de 4 mm**



Fiche standard ERBE

Fiche coaxiale à 1 broche

► **Diamètre de 8/4 mm**



Monopolaire

Pour les câbles HF monopolaires

Veillez à connecter la fiche banane dans l'emboîtement le plus à droite uniquement.



Fiche standard internationale

Fiche à 3 broches

► **Diamètre de 4 mm**



Fiche standard ERBE

Fiche coaxiale à 1 broche

► **Diamètre de 9/5 mm**



Fiche banane

Fiche à 1 broche

► **Diamètre de 4 mm**



Neutre



Électrodes neutres doubles et simples

· Prises à 2 fiches

· Prise 2,5 mm de diamètre

· Espacement de la prise 10 mm

Système CELON

Solutions orientées procédure, pour les spécialistes ORL


Applicateurs RFITT bipolaires



Pour l'ablation de tissus mini-invasive contrôlée par impédance lors du traitement de l'hypertrophie des cornets et des amygdales, des ronflements et de l'apnée du sommeil bénigne.

Références	Description du produit	Connexion	Unité
WB990004	① CelonProBreath	Celon LabENT	5 unités/boîte
WB990095	② CelonProSleep Plus	Celon LabENT	5 unités/boîte
WB990007	① CelonProBreath	Celon Elite	5 unités/boîte
WB990008	② CelonProSleep Plus	Celon Elite	5 unités/boîte

Accessoires ProCut



- Coupe monopolaire avec les avantages de la technologie bipolaire.
- Extracteur disponible en plusieurs modèles, avec différentes formes d'embout.

Références	Description du produit	Forme	Forme de l'embout	Longueur	Unité
WB990177	① Électrode Celon ProCut				5 unités/boîte
WB990278	② Pièce à main Celon Elite ProCut				1 unité/boîte
WB990203	③ Pince Celon ProCut	Angulaire	Dent de préhension	180 mm	1 unité/boîte
WB990204	④ Pince Celon ProCut	Baïonnette, fine	Dent de préhension	180 mm	1 unité/boîte
WB990205	⑤ Pince Celon ProCut	Angulaire, fine	Dent de préhension	180 mm	1 unité/boîte
WB990201	⑥ Pince Celon ProCut	Droite	Atraumatique	145 mm	1 unité/boîte
WB990201	⑦ Pince Celon ProCut	Droite	Atraumatique	145 mm	1 unité/boîte

Systeme CELON

Solutions orientées procédure, pour les spécialistes ORL

Pince pour coagulation bipolaire



- Pour un scellement des vaisseaux.
- Disponible dans plusieurs formes.

Références	Description du produit	Forme	Longueur	Largeur de l'embout	Longueur de l'embout	Angle de l'embout	Unité
WB990038	① Pince pour coagulation bipolaire	Angulaire	180 mm	2 mm	8,5 mm	45°	1 unité/boîte
WB990041	② Pince pour coagulation bipolaire	Baïonnette	200 mm	1 mm	8,5 mm	0°	1 unité/boîte
WB990037	Câble pour coagulation bipolaire, prise Valleylab, 3 m						1 unité/boîte

Autre

Références	Description du produit	Poids	Zone de contact	Unité
WB990200	Pièce à main monopolaire, activation manuelle et par pédale			
WA99512C	Électrode neutre pour les nouveau-nés, avec câble	< 5 kg	40 cm ²	15 unités/boîte
WA99513A	Électrode neutre, pour enfants, sans câble	5-15 kg	70 cm ²	100 unités/boîte
WA99513C	Électrode neutre, pour enfants, avec câble	5-15 kg	70 cm ²	15 unités/boîte
WA99514A	Électrode neutre, pour adultes, sans câble	> 15 kg	140 cm ²	100 unités/boîte
WA99514C	Électrode neutre, pour adultes, avec câble	> 15 kg	140 cm ²	15 unités/boîte
WA99516A	Électrode neutre, taille universelle pour enfants/adultes, sans câble	> = 5 kg	110 cm ²	100 unités/boîte
WA99516C	Électrode neutre, taille universelle pour enfants/adultes, avec câble	> = 5 kg	110 cm ²	15 unités/boîte
WA99510A	Câble, pour électrode neutre, convient pour le traitement et la stérilisation en autoclave manuels et automatiques, 4,5 m			
FSW991.067.003	Pédale Celon LabENT			

Système CELON

Solutions orientées procédure, pour les spécialistes ORL

Accessoires HF



- ① Électrode aiguille
- ② Électrode couteau
- ③ Électrode boule
- ④ Électrode à anse
- ⑤ Manche porte-électrode
- ⑥ Aspiration & coagulation

La gamme électrochirurgicale Olympus offre un éventail de dispositifs électrochirurgicaux, avec notamment des électrodes monopolaires jetables, des manches et des coagulateurs d'aspiration, des pinces bipolaires réutilisables et un certain nombre d'accessoires différents. Dotés d'une conception légère et ergonomique, ainsi que d'un câble flexible, les manches porte-électrodes Olympus sont préchargés avec des électrodes à lame haute qualité et économiques, non adhérentes (PTFE) ou en acier inoxydable. Pour fournir encore plus de choix et de valeur pour tous les besoins du chirurgien, différentes électrode non adhérentes et en acier inoxydable de différentes longueurs et avec différents styles d'extrémité sont également proposées.

Dispositifs compatibles avec l'ESG-200 et d'autres générateurs haute fréquence.



Système CELON

Solutions orientées procédure, pour les spécialistes ORL

Accessoires HF

Informations de commande				
Références	Description du produit	Taille/Longueur/ Diamètre	Options	Pièces
Électrodes électrochirurgicales monopolaires à usage unique				
WA98510E	Électrode couteau	2,75"	Anti-adhésive	10 unités/boîte
WA98511E	Électrode couteau	2,75"	Sans revêtement	10 unités/boîte
WA98520E	Électrode couteau	2,75"	Anti-adhésive isolée	10 unités/boîte
WA98521E	Électrode couteau	2,75"	Sans revêtement, isolée	10 unités/boîte
WA98530E	Électrode couteau	4"	Anti-adhésive	10 unités/boîte
WA98531E	Électrode couteau	4"	Sans revêtement	10 unités/boîte
WA98540E	Électrode couteau	4"	Anti-adhésive isolée	10 unités/boîte
WA98541E	Électrode couteau	4"	Sans revêtement, isolée	10 unités/boîte
WA98550E	Électrode couteau	6"	Anti-adhésive	10 unités/boîte
WA98551E	Électrode couteau	6"	Sans revêtement	10 unités/boîte
WA98560E	Électrode couteau	6"	Anti-adhésive isolée	10 unités/boîte
WA98561E	Électrode couteau	6"	Sans revêtement, isolée	10 unités/boîte
WA98610E	Électrode aiguille	2,75"	Anti-adhésive	10 unités/boîte
WA98611E	Électrode aiguille	2,75"	Sans revêtement	10 unités/boîte
WA98620E	Électrode aiguille	2,75"	Anti-adhésive isolée	10 unités/boîte
WA98621E	Électrode aiguille	2,75"	Sans revêtement, isolée	10 unités/boîte
WA98630E	Électrode aiguille	4"	Anti-adhésive	10 unités/boîte
WA98631E	Électrode aiguille	4"	Sans revêtement	10 unités/boîte
WA98640E	Électrode aiguille	4"	Anti-adhésive isolée	10 unités/boîte
WA98641E	Électrode aiguille	4"	Sans revêtement, isolée	10 unités/boîte
WA98650E	Électrode aiguille	6"	Anti-adhésive	10 unités/boîte
WA98651E	Électrode aiguille	6"	Sans revêtement	10 unités/boîte
WA98660E	Électrode aiguille	6"	Anti-adhésive isolée	10 unités/boîte
WA98661E	Électrode aiguille	6"	Sans revêtement, isolée	10 unités/boîte
WA98830E	Électrode boule	2,75", 5 mm	Anti-adhésive	10 unités/boîte
WA98840E	Électrode boule	2,75", 5 mm	Sans revêtement	10 unités/boîte
WA98810E	Électrode boule	5,38", 5 mm	Anti-adhésive	10 unités/boîte
WA98820E	Électrode boule	5,38", 5 mm	Sans revêtement	10 unités/boîte
WA98950E	Électrode à anse	10 x 10 mm		10 unités/boîte
WA98951E	Électrode à anse	15 x 10 mm		10 unités/boîte
WA98952E	Électrode à anse	20 x 10 mm		10 unités/boîte
WA98953E	Électrode à anse	20 x 15 mm		10 unités/boîte
Électrodes de coagulation avec aspiration monopolaires à usage unique				
WA98410C	Électrode de coagulation avec aspiration	8 CH	Activation manuelle	15 unités/boîte
WA98420C	Électrode de coagulation avec aspiration	10 CH	Activation manuelle	15 unités/boîte
WA98430C	Électrode de coagulation avec aspiration	12 CH	Activation manuelle	15 unités/boîte
WA98411C	Électrode de coagulation avec aspiration	8 CH	Activation au pied	15 unités/boîte
WA98421C	Électrode de coagulation avec aspiration	10 CH	Activation au pied	15 unités/boîte
WA98431C	Électrode de coagulation avec aspiration	12 CH	Activation au pied	15 unités/boîte

Système CELON

Solutions orientées procédure, pour les spécialistes ORL

Accessoires HF

Informations de commande				
Références	Description du produit	Taille/Longueur/Diamètre	Options	Pièces
Manches porte-électrodes monopolaires à usage unique				
WA98210B	Manche porte-électrode	Câble de 3 m	Bouton et électrode couteau anti-adhésive	50 unités/boîte
WA98211B	Manche porte-électrode	Câble de 3 m	Bouton et électrode couteau sans revêtement	50 unités/boîte
WA98220B	Manche porte-électrode	Câble de 3 m	Bouton poussoir, lame avec revêtement, étui	30 unités/boîte
WA98221B	Manche porte-électrode	Câble de 3 m	Bouton poussoir, lame sans revêtement, étui	30 unités/boîte
WA98230B	Manche porte-électrode	Câble de 3 m	Bouton poussoir, lame haute isolation avec revêtement, étui	30 unités/boîte
WA98231B	Manche porte-électrode	Câble de 4,5 m	Bouton et électrode couteau anti-adhésive	50 unités/boîte
WA98210R	Manche porte-électrode	Câble de 3 m	Interrupteur et électrode couteau anti-adhésive	50 unités/boîte
WA98211R	Manche porte-électrode	Câble de 3 m	Interrupteur et électrode couteau sans revêtement	50 unités/boîte
WA98220R	Manche porte-électrode	Câble de 3 m	Interrupteur à bascule, lame avec revêtement, étui	30 unités/boîte
WA98221R	Manche porte-électrode	Câble de 3 m	Interrupteur à bascule, lame sans revêtement, étui	30 unités/boîte
WA98230R	Manche porte-électrode	Câble de 3 m	Interrupteur à bascule, lame haute isolation avec revêtement, étui	30 unités/boîte
WA98231R	Manche porte-électrode	Câble de 4,5 m	Interrupteur et électrode couteau anti-adhésive	50 unités/boîte
WA98210F	Manche porte-électrode	Câble de 3 m	Activation au pied avec électrode couteau anti-adhésive	50 unités/boîte
WA98211F	Manche porte-électrode	Câble de 3 m	Activation au pied avec électrode couteau sans revêtement	50 unités/boîte
WA98220F	Manche porte-électrode	Câble de 3 m	Pédale de commande, lame avec revêtement, étui	30 unités/boîte
WA98221F	Manche porte-électrode	Câble de 3 m	Pédale de commande, lame sans revêtement, étui	30 unités/boîte
Adaptateur d'aspiration des fumées pour manche porte-électrode à usage unique				
WA98192S	Adaptat. OR-VAC d'aspiration des fumées	22 mm		20 unités/boîte
Électrodes neutres à usage unique				
WA99512C	Électrode neutre, pour nouveau-né		Avec câble	15 unités/boîte
WA99513A	Électrode neutre, pour enfant		Sans câble	100 unités/boîte
WA99513C	Électrode neutre, pour enfant		Avec câble	15 unités/boîte
WA99514A	Électrode neutre, pour adulte		Sans câble	100 unités/boîte
WA99514C	Électrode neutre, pour adulte		Avec câble	15 unités/boîte
WA99516A	Électrode neutre, taille universelle		Sans câble	100 unités/boîte
WA99516C	Électrode neutre, taille universelle		Avec câble	15 unités/boîte
WA99510A	Câble, pour électrode neutre, convient pour le traitement et l'autoclavage manuel et automatique*	4,5 m		1 unité/boîte
Dispositifs électrochirurgicaux bipolaires réutilisables				
WB990038	Pince bipolaire angulée	180 mm		1 unité/boîte
WB990041	Pince bipolaire baïonnette	200 mm		1 unité/boîte
WB990037	Câble bipolaire	3 m		1 unité/boîte
Accessoires à usage unique				
WA98200A	Tampon de nettoyage	48 x 48 mm		50 unités/boîte
WA98300A	Étui			12 unités/boîte

Multidébrideur DIEGO ELITE

Informations de commande – Lames et fraises

Lames pour sinus, droites

Standard



Pour la résection avancée des tissus mous.

Références	Description du produit	Diamètre	Forme	Pointe	Unité
EGSB4000SA	Lame de rasage, type A	4 mm	Droite	Standard	5 unités/boîte



Pour la résection standard des tissus mous.

Références	Description du produit	Diamètre	Forme	Pointe	Unité
EGSB2900SC	Lame de rasage	2,9 mm	Droite	Crantée	5 unités/boîte
EGSB4000SS	Lame de rasage	4 mm	Droite	Crantée	5 unités/boîte

Bipolaire



Pour la résection des tissus mous et l'hémostase bipolaire.

Références	Description du produit	Diamètre	Forme	Pointe	Unité
EGBB4000SC	Lame bipolaire	4 mm	Droite	Crantée	5 unités/boîte

Monopolaire



Pour la résection des tissus mous et l'hémostase monopolaire.

Références	Description du produit	Diamètre	Forme	Pointe	Unité
EGMB4000SC	Lame monopolaire	4 mm	Droite	Crantée	5 unités/boîte

Multidébrideur DIEGO ELITE

Informations de commande – Lames et fraises

Lames pour sinus, courbes

Standard



Pour la résection standard des tissus mous dans les différentes cavités nasales.

Références	Description du produit	Diamètre	Angulation	Pointe	Unité
EGSB4015SC	Lame de rasage	4 mm	15°	Crantée	5 unités/boîte
EGSB2940SC	Lame de rasage	2,9 mm	40°	Crantée	5 unités/boîte
EGSB4040SC	Lame de rasage	4 mm	40°	Crantée	5 unités/boîte
EGSB4040RC	Lame de rasage, fenêtre pivotante	4 mm	40°	Crantée	5 unités/boîte
EGSB4060SC	Lame de rasage	4 mm	60°	Crantée	5 unités/boîte
EGSB4060RC	Lame de rasage, fenêtre pivotante	4 mm	60°	Crantée	5 unités/boîte
EGSB2975SC	Lame de rasage	2,9 mm	75°	Crantée	5 unités/boîte
EGSB4075RC	Lame de rasage	2,9 mm	75°	Crantée	5 unités/boîte
EGSB4090RC	Lame de rasage, fenêtre pivotante	4 mm	90°	Crantée	5 unités/boîte

Bipolaire



Pour la résection standard des tissus mous et l'hémostase bipolaire.

Références	Description du produit	Diamètre	Angulation	Pointe	Unité
EGBB4040SC	Lame bipolaire	4 mm	40°	Crantée	5 unités/boîte

Multidébrideur DIEGO ELITE

Informations de commande – Lames et fraises

Lames pour cornet

Standard



Lames pour cornet 2 mm pour la résection avancée de la sous-muqueuse.

Références	Description du produit	Diamètre	Angulation	Pointe	Unité
EGSB2000SA	Lame de rasage pour cornet	2 mm	Droite	RSM	5 unités/boîte

Bipolaire



Lames pour cornet 2 mm pour la résection avancée de la sous-muqueuse et l'hémostase bipolaire.

Références	Description du produit	Diamètre	Angulation	Pointe	Unité
EGBB2000SA	Lame bipolaire pour cornet, type A	2 mm	Droite	RSM	Droite

Fraises



Sélection d'une large gamme de fraises différentes pour les procédures FESS (chirurgie endoscopique par voie endonasale) avancées.

Références	Description du produit	Diamètre	Angulation	Unité
EGBUR3015DB	① Fraise à ogive diamant	3 mm	15°	5 unités/boîte
EGBUR3070DB	① Fraise à ogive diamant	3 mm	70°	5 unités/boîte
EGBUR4015DT	② Fraise à cône diamant	4 mm	15°	5 unités/boîte
EGBUR4070DT	② Fraise à cône diamant	4 mm	70°	5 unités/boîte
EGBUR4515BB	③ Fraise boule diamant	4,5 mm	15°	5 unités/boîte
EGBUR4215FB	④ Fraise à fût cannelé	4,2 mm	15°	5 unités/boîte
EGBUR4260FB	④ Fraise à fût cannelé	4,2 mm	60°	5 unités/boîte

Multidébrideur DIEGO ELITE

Informations de commande – Lames et fraises

Lames pour amygdales palatines/pharyngiennes

Standard, malléable



Lames malléables pour la résection des amygdales palatines et pharyngiennes, inclinables jusqu'à 40° (angle convexe).

Références	Description du produit	Diamètre	Angulation	Pointe	Unité
EGMS4000SC	Lame malléable, pour amygdales palatines/pharyngiennes	4 mm	0-40°	Crantée	5 unités/boîte

Bipolaire, courbe



Pour la résection des amygdales palatines et pharyngiennes et une hémostase bipolaire avec angulation convexe de 40 degrés.

Références	Description du produit	Diamètre	Angulation	Pointe	Unité
EGBB4040XC	Lame bipolaire, convexe, pour amygdales palatines/pharyngiennes	4 mm	40°	Crantée	5 unités/boîte

Monopolaire, malléable



Lame malléable pour la résection des amygdales palatines et pharyngiennes avec une hémostase monopolaire, inclinable jusqu'à 40° (angle convexe).

Références	Description du produit	Diamètre	Angulation	Pointe	Unité
EGMM4000SC	Lame monopolaire malléable, pour amygdales palatines/pharyngiennes	4 mm	0-40°	Crantée	5 unités/boîte

Lames laryngiennes

Superficielle



Lame laryngienne pour la résection de lésions superficielles du larynx.

Références	Description du produit	Diamètre	Angulation	Unité
EGLB2922SS	Lame laryngienne, superficielle	2,9 mm	Droite	5 unités/boîte
EGLB2927SS	Lame laryngienne, superficielle	2,9 mm	Droite	5 unités/boîte

Réduction




Lame laryngienne pour réduction tumorale.

Références	Description du produit	Diamètre	Angulation	Unité
EGLB4022SD	Lame laryngienne, réduction	4 mm	Droite	5 unités/boîte
EGLB4027SD	Lame laryngienne, réduction	4 mm	Droite	5 unités/boîte

Multidébrideur DIEGO ELITE

Informations de commande – Système et accessoires

Tableau de compatibilité système



Système DIEGO ELITE

Références	Descriptif
EGMDCONS100	Console
EGMDFS100	Pédale
EGMDHP100A	Pièce à main multidébrideuse, coudée
EGMDHP100S	Pièce à main multidébrideuse, droite
EGMDHPTRAY	Plateau destiné à la pièce à main multidébrideuse
EGTS100S	Jeu de tubulures multidébrideuses, standard
EGTS101DC	Jeu de tubulures multidébrideuses, désencombrement

Accessoires DIEGO ELITE

Références	Descriptif	Unité
EGTS100S	Jeu de tubulures multidébrideuses, standard	5 unités/boîte
EGTS101DC	Jeu de tubulures multidébrideuses, désencombrement	5 unités/boîte
K10021893	Jeu de tubulures pour module d'aspiration, aspiration/filtre	5 unités/boîte
K10021894	Jeu de tubulures pour module d'aspiration, aspiration/filtre	5 unités/boîte
K10026130	Jeu de tubulures pour module d'aspiration, aspiration/filtre	5 unités/boîte
EGBEMTS101DC	Applique, capteur EM	5 unités/boîte
K10026145	Pompe d'aspiration KV-6 UK-ROW	1 unités/boîte
K10026146	Pompe d'aspiration KV-6 UE	1 unités/boîte
K10021893	Collecteurs pour les doublures 1,5 litres	1 unités/boîte
K10021894	Doublure jetable 1,5 litres	40 unités/boîte
K10026310	Connecteurs pour tube d'aspiration 7 mm x 12 mm, 60 cm (entre les collecteurs et le générateur)	1 unités/boîte
K10037470	Tuyau de raccord patient, 2 m	15 unités/boîte



InstaClear

Une vision claire du site opératoire durant toute l'intervention


Système InstaClear



Système de nettoyage des lentilles pour le nettoyage immédiat des endoscopes rigides durant les interventions sans devoir le sortir de la cavité nasale.

Références	Description du produit	Unité
EGLCCONS100	① Console InstaClear	1 unité/boîte
EGLCFP100	② Pédale InstaClear	1 unité/boîte
EGLCTS100S	③ Jeu de tubulures InstaClear	5 unités/boîte

Gaines Olympus InstaClear



Compatibles avec les endoscopes rigides 4 mm HD et ULTRA. Disponibles avec différents angles de vision ainsi que position haute ou basse du câble de lumière.

Références	Description du produit	Sinuscope compatible	Position de la lumière	Angle de vision	Unité
EGLCS1500UNOL	Gaine Olympus InstaClear	WA96200A	Universel	0°	5 unités/boîte
EGLCS1530BTOL	Gaine Olympus InstaClear	WA96201A	① Basse	30°	5 unités/boîte
EGLCS1530TPOL	Gaine Olympus InstaClear	WA96202A	② Top	30°	5 unités/boîte
EGLCS1545BTOL	Gaine Olympus InstaClear	WA96203A	① Basse	45°	5 unités/boîte
EGLCS1545TPOL	Gaine Olympus InstaClear	WA96204A	② Top	45°	5 unités/boîte
EGLCS1570BTOL	Gaine Olympus InstaClear	WA96205A	① Basse	70°	5 unités/boîte
EGLCS1570TPOL	Gaine Olympus InstaClear	WA96206A	② Top	70°	5 unités/boîte

Gaines Olympus ULTRA InstaClear


Références	Description du produit	Optique compatible	Position de la lumière	Angle de vision	Unité
EGLCS4K00UNOL	Gaine Olympus Ultra InstaClear	WA4KS400	Universel	0°	5 unités/boîte
EGLCS4K30BTOL	Gaine Olympus Ultra InstaClear	WA4KS430	① Basse	30°	5 unités/boîte
EGLCS4K30TPOL	Gaine Olympus Ultra InstaClear	WA4KS431	② Top	30°	5 unités/boîte
EGLCS4K45BTOL	Gaine Olympus Ultra InstaClear	WA4KS445	① Basse	45°	5 unités/boîte
EGLCS4K45TPOL	Gaine Olympus Ultra InstaClear	WA4KS446	② Top	45°	5 unités/boîte
EGLCS4K70BTOL	Gaine Olympus Ultra InstaClear	WA4KS470	① Basse	70°	5 unités/boîte
EGLCS4K70TPOL	Gaine Olympus Ultra InstaClear	WA4KS471	② Top	70°	5 unités/boîte



InstaClear

Une vision claire du site opératoire durant toute l'intervention

Gaines Storz InstaClear




Compatible avec les sinuscopes 4 mm Storz HOPKINS. Disponibles avec différents angles de vision ainsi que position haute ou basse du câble de lumière.

Références	Description du produit	Sinuscope HOPKINS compatible	Position de la lumière	Angle de vision	Unité
EGLCS1800UNST	Gaine Storz InstaClear	7230AA	Universel	0°	5 unités/boîte
EGLCS1830BTST	Gaine Storz InstaClear	7230BA	① Basse	30°	5 unités/boîte
EGLCS1830TPST	Gaine Storz InstaClear	7230BVA	② Top	30°	5 unités/boîte
EGLCS1845BTST	Gaine Storz InstaClear	7230FA	① Basse	45°	5 unités/boîte
EGLCS1845TPST	Gaine Storz InstaClear	7230FVA	② Top	45°	5 unités/boîte
EGLCS1870BTST	Gaine Storz InstaClear	7230CA	① Basse	70°	5 unités/boîte
EGLCS1870TPST	Gaine Storz InstaClear	7230CVA	② Top	70°	5 unités/boîte

Sinuscopes

Une solution pour la chirurgie des sinus


Sinuscopes HD



Sinuscopes HD avec une qualité d'image Haute Définition. Disponibles avec différents angles de vision ainsi que position haute ou basse du câble de lumière. Stérilisables en autoclave, longueur 146 mm.

Références	Description du produit	Diamètre	Position de la lumière	Angle de vision	Unité
WA96200A	Sinuscope HD	4 mm	Universel	0°	1 unité/boîte
WA96201A	Sinuscope HD	4 mm	① Basse	30°	1 unité/boîte
WA96202A	Sinuscope HD	4 mm	② Top	30°	1 unité/boîte
WA96203A	Sinuscope HD	4 mm	① Basse	45°	1 unité/boîte
WA96204A	Sinuscope HD	4 mm	② Top	45°	1 unité/boîte
WA96205A	Sinuscope HD	4 mm	① Basse	70°	1 unité/boîte
WA96206A	Sinuscope HD	4 mm	② Top	70°	1 unité/boîte

Optiques Ultra



Les optiques Ultra sont optimisées pour une utilisation avec des systèmes de caméras haute résolution (HD et 4K) afin de fournir au client une qualité d'image de pointe. Disponibles avec différents angles de vision, ainsi que position haute ou basse du câble de lumière. Stérilisables en autoclave, longueur 176,5 mm.

Références	Description du produit	Diamètre	Position de la lumière	Angle de vision	Unité
WA4KS400	Optique ULTRA	4 mm	Universel	0°	1 unité/boîte
WA4KS430	Optique ULTRA	4 mm	① Basse	30°	1 unité/boîte
WA4KS431	Optique ULTRA	4 mm	② Top	30°	1 unité/boîte
WA4KS445	Optique ULTRA	4 mm	① Basse	45°	1 unité/boîte
WA4KS446	Optique ULTRA	4 mm	② Top	45°	1 unité/boîte
WA4KS470	Optique ULTRA	4 mm	① Basse	70°	1 unité/boîte
WA4KS471	Optique ULTRA	4 mm	② Top	70°	1 unité/boîte

Accessoires pour sinuscope

Références	Description du produit	Taille/diamètre	Unité
WA05990A	Container grillagé, pour 2 optiques	446 × 49 × 88 mm	1 unité/boîte
WA03300A	Câble de lumière, 3 m	2,8 mm	1 unité/boîte
WA03310A	Câble de lumière, 3 m	4,25 mm	1 unité/boîte

CELERIS

Le nouveau débrideur à usage unique pour les sinus

Système CELERIS



84357

- Option économique et portable pour les procédures nasales de base comme les polypectomies, les FESS de taille minime et la réduction des cornets.
- Gamme de produits complète proposant quatre options répondant à un éventail de besoins chirurgicaux
- Un dispositif unique remplace plusieurs lames
- Gestion des saignements accidentels sans changer d'instrument lorsqu'il est connecté à un générateur électrochirurgical bipolaire
- Branchement et configuration simples et rapides

Informations de commande

Références	Description du produit	Caractéristiques techniques
Gamme de produits CELERIS		
EGDSD4000SA	Débrideur à usage unique Celeris. 4 mm standard	4 mm à lame standard droite
EGDSD40MMSC	Débrideur à usage unique Celeris. 4 mm, malléable	4 mm à lame standard droite, malléable jusqu'à 60°
EGDSD4000BA	Débrideur à usage unique Celeris. 4 mm bipolaire	4 mm, à lame droite à énergie bipolaire (connexion nécessaire à un générateur électrochirurgical bipolaire pour activer l'énergie bipolaire)
EGDSD4000BA	Débrideur à usage unique Celeris. 2 mm bipolaire	2 mm, à lame droite à énergie bipolaire pour RSM des cornets (connexion nécessaire à un générateur électrochirurgical bipolaire pour activer l'énergie bipolaire)
EGDSDPP100	Bloc d'alimentation réutilisable Celeris	Bloc d'alimentation permettant d'utiliser et de contrôler le débrideur jetable
Accessoires CELERIS en option		
EGLCFP100	Pédale	Pédale d'activation au pied
WA90001A	CELON ELITE ESG 200 et double pédale de commande	Générateur à base de radio-fréquences pour la RFITT et les procédures électrochirurgicales standard. Commande les lames bipolaires CELERIS
K10026145	Pompe d'aspiration KV-6 UK-ROW	Système d'aspiration pour les applications endoscopiques et non endoscopiques
K10026146	Pompe d'aspiration KV-6 UE	
K10026128	Collecteurs réutilisables 0,25 litres (1 unité/boîte)	
K10026127	Couvercles réutilisables pour collecteurs réutilisables 0,25 litres (1 unité/boîte)	
K10026310	Connecteurs pour tube d'aspiration 7 mm x 12 mm, 60 cm (entre les collecteurs et le générateur) (1 unité)	
K10037470	Tuyau de raccord patient, 2 m (15 unités/boîte)	

VISERA ELITE III

La plateforme de visualisation endoscopique pour l'ORL

Système VISERA ELITE III

Visera Elite III vous permet de découvrir l'imagerie 4K et 3D et la Narrow Band Imaging (NBI) éprouvée, le tout dans un seul système.

- L'imagerie avancée pour des résultats chirurgicaux améliorés
- Le Narrow Band Imaging (NBI) pour de meilleurs résultats diagnostiques
- Image optimisée avec rhinolaryngoscopes flexibles
- Permet l'endoscopie 4K rigide et l'endoscopie avec flexible Full HD



Informations de commande

Références	Description du produit	Caractéristiques techniques/fonctions
Gamme de produits VISERA ELITE III		
E0497746	Moniteur LCD LMD-XH320ST 32 pouces	Résolution 4K, compatibilité 2D et 3D, fonction A.I.M.E (Advanced Image Multiple Enhancer), 12G SDI, entrée
E0497747	Moniteur LCD LMD-XH550ST 55 pouces	
N608160	Moniteur OEV321UH 4K	Permet d'obtenir la qualité d'image en 4K et une excellente reproduction des couleurs
E0421076	Moniteur LCD Sony LMD-X27MD 27 pouces	Résolution 4K
N6158050	Processeur vidéo OTV-S700	4K et NBI, ajout de la 3D facile par mises à niveau logicielles, HDR, sortie 12G SDI
N6157950	Source de lumière à LED CLL-S700	Contrôle automatique de la luminosité, compatible HDR, lampe à LED
N6154750	Tête de caméra 4K CH-S700 XZ EA	Compatible avec l'autoclave, ergonomique avec l'autofocus continu (CAF) et la profondeur de champ étendue (EDOF)
N6189550	Clé de mémoire USB pour activation de mise à niveau logicielle vers l'IR	Simple mise à jour lorsque la mise à niveau et l'innovation sont disponibles

VISERA ELITE II

Un monde unique de possibilités d'observation

Système VISERA ELITE II



15962

Visera Elite II est un système vidéo optimisé pour les examens ORL et les procédures réalisées en consultation. Il est compatible avec une large gamme d'endoscopes rigides et flexibles, de têtes de caméra.

- Excellente reproduction des couleurs naturelles et imagerie améliorée
- Manipulation intuitive et configuration simple
- NBI et deux modes d'observation IR
- Système monobloc compact, pour des économies de coûts, de temps et d'espace

Informations de commande

Références	Description du produit	Caractéristiques techniques
Processeur vidéo OTV S200		
N5426850	Système vidéo OTV-S200	Processeur 2D et source de lumière
N5766550	Tête de caméra autoclavable Full HD	Excellente qualité d'image et reproduction des couleurs, autoclavable
E0421076	Moniteur LCD Sony LMD-X270MD 4K 27 pouces	Active la Full HD pour une qualité d'image exceptionnelle
E0421077	Écran Ultra HD NDS Radiance 27 pouces	Moniteur Full HD

Conception sécurisée et intuitive pour accompagner les équipes soignantes

Système nCare



42821

Découvrez les avantages d'un système de documentation centralisé sur mesure spécialement conçu pour les cabinets d'ORL. Guidez les patients sans effort tout au long de leur parcours de soins, de l'évaluation initiale au suivi post-traitement, en favorisant une continuité ininterrompue des soins, des résultats thérapeutiques optimaux et une plus grande satisfaction des patients.

L'enregistreur médical nCare peut être intégré dans une solution centralisée pour la documentation et l'archivage des informations médicales, en faveur de la collaboration médicale*

Cette technologie s'intègre parfaitement aux procédures existantes, elle relie les équipes de soins de santé qui peuvent ainsi se concentrer sur les soins aux patients et anticiper l'évolution des exigences.

Informations de commande

Références	Description du produit
------------	------------------------

Gamme de produits nCare

U9000407	Enregistreur médical nCare, simple canal, SDI
U9000409	Enregistreur médical nCare, double canal, 2xSDI

Accessoires nCare

U9000698	Écran tactile de qualité commerciale ELO, 15 pouces
E0420542	Écran tactile de qualité médicale Canvys, 15,6 pouces
K10030210	Bras de montage pour écran tactile (MAJ-2167)



86084



86083



86082

*Pour plus d'informations, veuillez contacter un représentant commercial local.

OLYMPUS FRANCE S.A.S

Division Systèmes Médicaux | 19, Rue d'Arcueil - CS700014 | 94593 Rungis Cedex, France | Tél. : +33 01 45 60 23 33 | Fax : +33 01 45 60 66 51 | E-mail : supportvente@olympus.fr

OLYMPUS SCHWEIZ AG

Richtiring 30 | 8304 Wallisellen, Suisse | Tél. : +41 44 94766-81 | Fax : +41 44 94766-54 | E-mail : medical.ch@olympus.ch

OLYMPUS BELGIUM N.V.

Gansbroekstraat 70 - verdieping 1, B-2870 Sint-Amands-Puurs, Belgique/België | Tél. : +32 38 70 58 00 | Fax : +32 (3) 887 24 26 E-mail : info@olympus.be