

FUENTE DE LUZ DE XENÓN VISERA 4K UHD

CLV-S400

Iluminación perfecta para una observación Full 4K.



FUENTE DE LUZ CLV-S400

Fuente de luz especial para el sistema 4K

- Lámpara de xenón de 300 W.
- Control de luz automático.
- Compatibilidad con el modo NBI.



Especificaciones		
Alimentación	Tensión nominal	100-240 V CA \pm 10 %
	Frecuencia nominal	50/60 Hz \pm 1 Hz
	Potencia nominal	500 VA
Tamaño	Dimensiones (máximas)	391 x 162 x 521 mm (anch. x alt. x prof.)
	Peso	15,5 kg
Iluminación	Lámpara de exploración	Lámpara de xenón de arco corto (sin ozono) de 300 W
	Vida útil media de la lámpara	Aproximadamente 500 horas de uso continuo (con uso intermitente, la vida útil de la lámpara puede variar ligeramente)
	Método de encendido	Regulador de conmutación
	Ajuste de brillo	Control de diafragma de trayectoria de luz
	Refrigeración	Refrigeración por circulación de aire
	Modo de intensidad	Intensidad normal o alta
	Observación NBI	Disponible
	Lámpara de emergencia	Lámpara halógena (dentro de un espejo) de 12 V y 35 W
Control automático de brillo	Método de control automático de brillo	Diafragma con servomotor
	Exposición automática	17 pasos
Indicadores en el panel frontal	Lámpara de emergencia	Indica la ausencia de una lámpara de emergencia, o la desconexión y el uso de una lámpara de emergencia
	NBI	Cuando el modo de observación NBI está activado, el indicador del modo de observación se enciende
Configuración de la memoria		Los ajustes (excepto el modo de observación) se guardan incluso si la fuente de luz está apagada
Clasificación (equipo electromédico)	Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase I
	Grado de protección contra descargas eléctricas de la pieza aplicada	Pieza aplicada de tipo BF
	Grado de protección contra explosiones	Esta fuente de luz debe mantenerse alejada de gases inflamables

Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.

OLYMPUS

OLYMPUS IBERIA S.A.U.
 Plaza Europa 29-31, 08908 L'Hospitalet
 de Llobregat, Barcelona, España
 Tel.: +34 9 02 44 47 04
 Fax: +34 9 32 00 95 80
 E-mail: oes.marketingendo@olympus.es
 www.olympus.es, www.olympus.pt

OLYMPUS LATIN AMERICA, INC.
 6100 Blue Lagoon Drive, Suite 390
 Miami FL 33126-2087, USA
 Tel.: +1 305 260 4244
 Fax: +1 305 266 9168
 E-mail: cirugia@olympus.com
 www.olympusamericalatina.com



E0492403 · 200 · 03/16 · OEKG · HB