

## SINUSCOPIO ULTRA HD 4 MM


La soluzione ideale per la chirurgia sinusale



# SINUSCOPIO ULTRA HD 4 MM

## Lenti in ED Glass – Immagini estremamente definite

Contrasto netto ad elevate frequenze spaziali



## Compatibilità

Compatibilità meccanica con le attuali generazioni di teste della telecamera e cavi portaluca prodotti da Olympus o da altri fornitori in conformità allo standard DIN 58105.

## Ecologico/Completamente autoclavabile

Riduzione degli sprechi grazie alla completa riutilizzabilità del sinuscopio.



## Informazioni per l'ordine

| Numero d'ordine | Diametro esterno | Direzione di visione (DOV) |                                                                                       |       |
|-----------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| WA4KS400        | 4 mm             | 0°                         |    | 15379 |
| WA4KS430        | 4 mm             | 30°                        |    | 15378 |
| WA4KS431        | 4 mm             | 30° Attacco in basso       |   | 15382 |
| WA4KS445        | 4 mm             | 45°                        |  | 15366 |
| WA4KS446        | 4 mm             | 45° Attacco in basso       |  | 15367 |
| WA4KS470        | 4 mm             | 70°                        |  | 15821 |
| WA4KS471        | 4 mm             | 70° Attacco in basso       |  | 15372 |

La lunghezza operativa approssimativa è 177mm e il diametro di inserzione massimo è 4.05 mm.

## Specifiche

|                             |                       |                   |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Condizioni operative        | Temperatura ambiente  | da 10 a 35 °C     |
|                             | Umidità relativa      | da 30 a 85%       |
|                             | Pressione atmosferica | da 700 a 1060 hPa |
| Condizioni di conservazione | Temperatura           | da 10 a 40 °C     |
|                             | Umidità relativa      | da 30 a 85%       |
| Condizioni di trasporto     | Temperatura           | da -40 a 70 °C    |
|                             | Umidità relativa      | da 10 a 95%       |

Le caratteristiche tecniche, il design e gli accessori sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso o obbligo da parte del produttore.

**OLYMPUS**

**OLYMPUS ITALIA S.R.L.**  
Via Modigliani, 45 – 20090 Segrate (MI), Italia  
Endoscopia Chirurgica  
Tel.: +3902269721  
Fax: +390226972488  
E-mail: infoendosurg@olympus-europa.it  
www.olympus.it

**OLYMPUS SCHWEIZ AG**  
Chriesbaumstrasse 6,  
8604 Volketswil, Svizzera  
Tel.: +41449476681  
Fax: +41449476654  
E-Mail: endo.ch@olympus.ch  
www.olympus.ch