


Dispositivi elettrochirurgici a radiofrequenza

Energia monopolare e bipolare standard



- ① Elettrodo ad ago ② Elettrodo a spatola ③ Elettrodo a sfera ④ Elettrodo ad ansa
⑤ Manipolo elettrochirurgico ⑥ Coagulatore ad aspirazione

Il portfolio di apparecchiature elettrochirurgiche Olympus offre una vasta gamma di dispositivi elettrochirurgici, tra cui elettrodi monopolari monouso, manipoli e coagulatori ad aspirazione, pinze bipolari riutilizzabili e un'ampia serie di accessori. Caratterizzati da un design leggero ed ergonomico e da un cavo flessibile, i manipoli elettrochirurgici Olympus sono precaricati con elettrodi a spatola convenienti e di alta qualità, realizzati in materiale antiaderente (PTFE) o in acciaio inossidabile. Per offrire una scelta e un valore ancora maggiori per qualsiasi esigenza chirurgica, Olympus offre inoltre una varietà di elettrodi in materiale antiaderente e in acciaio inossidabile disponibili in diverse lunghezze e tipi di punta.

Sistema compatibile con il generatore
ESG-400 e altri generatori standard
a radiofrequenza.



Dispositivi elettrochirurgici a radiofrequenza

Informazioni per l'ordine				
Codice	Descrizione del prodotto	Dimensioni/lunghezza/ diametro	Opzioni	Pezzi/Confezione
Elettrodi elettrochirurgici monopolari monouso				
WA98510E	Elettrodo, spatola	L: 69,0 mm D: 5,1 mm	Rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98511E	Elettrodo, spatola	L: 69,0 mm D: 5,1 mm	Non rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98520E	Elettrodo, spatola	L: 69,0 mm D: 5,1 mm	Rivestito, isolamento esteso	Scatola da 10 pz.
WA98521E	Elettrodo, spatola	L: 69,0 mm D: 5,1 mm	Non rivestito, isolamento esteso	Scatola da 10 pz.
WA98530E	Elettrodo, spatola	L: 101,6 mm D: 5,1 mm	Rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98531E	Elettrodo, spatola	L: 101,6 mm D: 5,1 mm	Non rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98540E	Elettrodo, spatola	L: 101,6 mm D: 5,1 mm	Rivestito, isolamento esteso	Scatola da 10 pz.
WA98541E	Elettrodo, spatola	L: 101,6 mm D: 5,1 mm	Non rivestito, isolamento esteso	Scatola da 10 pz.
WA98550E	Elettrodo, spatola	L: 152,4 mm D: 5,1 mm	Rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98551E	Elettrodo, spatola	L: 152,4 mm D: 5,1 mm	Non rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98560E	Elettrodo, spatola	L: 152,4 mm D: 5,1 mm	Rivestito, isolamento esteso	Scatola da 10 pz.
WA98561E	Elettrodo, spatola	L: 152,4 mm D: 5,1 mm	Non rivestito, isolamento esteso	Scatola da 10 pz.
WA98610E	Elettrodo, ago	L: 69,0 mm D: 5,1 mm	Rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98611E	Elettrodo, ago	L: 69,0 mm D: 5,1 mm	Non rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98620E	Elettrodo, ago	L: 69,0 mm D: 5,1 mm	Rivestito, isolamento esteso	Scatola da 10 pz.
WA98621E	Elettrodo, ago	L: 69,0 mm D: 5,1 mm	Non rivestito, isolamento esteso	Scatola da 10 pz.
WA98630E	Elettrodo, ago	L: 101,6 mm D: 5,1 mm	Rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98631E	Elettrodo, ago	L: 101,6 mm D: 5,1 mm	Non rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98640E	Elettrodo, ago	L: 101,6 mm D: 5,1 mm	Rivestito, isolamento esteso	Scatola da 10 pz.
WA98641E	Elettrodo, ago	L: 101,6 mm D: 5,1 mm	Non rivestito, isolamento esteso	Scatola da 10 pz.
WA98650E	Elettrodo, ago	L: 152,4 mm D: 5,1 mm	Rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98651E	Elettrodo, ago	L: 152,4 mm D: 5,1 mm	Non rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98660E	Elettrodo, ago	L: 152,4 mm D: 5,1 mm	Rivestito, isolamento esteso	Scatola da 10 pz.
WA98661E	Elettrodo, ago	L: 152,4 mm D: 5,1 mm	Non rivestito, isolamento esteso	Scatola da 10 pz.
WA98830E	Elettrodo, sfera	L: 71,0 mm D: 5,1 mm	Rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98840E	Elettrodo, sfera	L: 71,0 mm D: 5,1 mm	Non rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98810E	Elettrodo, sfera	L: 137,0 mm D: 5,1 mm	Rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98820E	Elettrodo, sfera	L: 137,0 mm D: 5,1 mm	Non rivestito	Scatola da 10 pz.
WA98950E	Elettrodo, loop	10×10 mm		Scatola da 10 pz.
WA98951E	Elettrodo, loop	15×10 mm		Scatola da 10 pz.
WA98952E	Elettrodo, loop	20×10 mm		Scatola da 10 pz.
WA98953E	Elettrodo, loop	20×15 mm		Scatola da 10 pz.
Manipoli elettrochirurgici monopolari monouso				
WA98210B	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 3 m	Pulsante a pressione, con spatola rivestita	Scatola da 50 pz.
WA98211B	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 3 m	Pulsante a pressione, con spatola non rivestita	Scatola da 50 pz.
WA98220B	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 3 m	Pulsante a pressione, con spatola rivestita e supporto di protezione	Scatola da 30 pz.
WA98221B	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 3 m	Pulsante a pressione, con spatola non rivestita e supporto di protezione	Scatola da 30 pz.
WA98230B	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 3 m	Pulsante a pressione con spatola rivestita a isolamento elevato e supporto di protezione	Scatola da 30 pz.
WA98231B	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 4,5 m	Pulsante a pressione, con spatola rivestita	Scatola da 50 pz.
WA98210R	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 3 m	Interruttore Rocker con spatola rivestita	Scatola da 50 pz.
WA98211R	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 3 m	Interruttore Rocker con spatola non rivestita	Scatola da 50 pz.
WA98220R	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 3 m	Interruttore Rocker con spatola rivestita e supporto di protezione	Scatola da 30 pz.
WA98221R	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 3 m	Interruttore Rocker con spatola non rivestita e supporto di protezione	Scatola da 30 pz.
WA98230R	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 3 m	Interruttore Rocker con spatola rivestita a isolamento elevato e supporto di protezione	Scatola da 30 pz.
WA98231R	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 4,5 m	Interruttore Rocker con spatola rivestita	Scatola da 50 pz.
WA98210F	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 3 m	Con spatola rivestita e controllo a pedale	Scatola da 50 pz.
WA98211F	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 3 m	Con spatola non rivestita e controllo a pedale	Scatola da 50 pz.
WA98220F	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 3 m	Spatola rivestita e controllo a pedale, con supporto di protezione	Scatola da 30 pz.
WA98221F	Manipolo elettrochirurgico	Cavo da 3 m	Spatola non rivestita e controllo a pedale, con supporto di protezione	Scatola da 30 pz.
Aspiratore dei fumi monouso				
WA98192S	Adattatore per manipolo elettrochirurgico monopolare OR-VAC	22 mm		Scatola da 20 pz.

Dispositivi elettrochirurgici a radiofrequenza

Informazioni per l'ordine

Codice	Descrizione del prodotto	Dimensioni/ lunghezza/diametro	Opzioni	Pezzi/Confezione
Coagulatori ad aspirazione monopolari monouso				
WA98410C	Coagulatore ad aspirazione	8 Fr	Interruttore manuale	Scatola da 15 pz.
WA98420C	Coagulatore ad aspirazione	10 Fr	Interruttore manuale	Scatola da 15 pz.
WA98430C	Coagulatore ad aspirazione	12 Fr	Interruttore manuale	Scatola da 15 pz.
WA98411C	Coagulatore ad aspirazione	8 Fr	Controllo a pedale	Scatola da 15 pz.
WA98421C	Coagulatore ad aspirazione	10 Fr	Controllo a pedale	Scatola da 15 pz.
WA98431C	Coagulatore ad aspirazione	12 Fr	Controllo a pedale	Scatola da 15 pz.
Piastre paziente monouso				
WA99512C	Piastra paziente, per neonati		Con cavo	Scatola da 15 pz.
WA99513A	Piastra paziente, per bambini		Senza cavo	Scatola da 100 pz.
WA99513C	Piastra paziente, per bambini		Con cavo	Scatola da 15 pz.
WA99514A	Piastra paziente, per adulti		Senza cavo	Scatola da 100 pz.
WA99514C	Piastra paziente, per adulti		Con cavo	Scatola da 15 pz.
WA99516A	Piastra paziente, dimensione universale		Senza cavo	Scatola da 100 pz.
WA99516C	Piastra paziente, dimensione universale		Con cavo	Scatola da 15 pz.
WA99510A	Cavo per piastra paziente, adatto per decontaminazione manuale e automatica e sterilizzazione in autoclave*	4,5 m		Confezione da 1
Dispositivi elettrochirurgici bipolari riutilizzabili				
WB990038	Pinze bipolari angolate	180 mm		Confezione da 1
WB990041	Pinze bipolari a baionetta	200 mm		Confezione da 1
WB990037	Cavo bipolare	3 m		Confezione da 1
Accessori monouso				
WA98200A	Salviette detergenti per punta	48x48 mm		Scatola da 50 pz.
WA98300A	Supporto di sicurezza			Scatola da 12 pz.

*Riutilizzabile

Considerata la costante evoluzione delle conoscenze mediche, possono essere necessarie modifiche tecniche o variazioni del design del prodotto, delle specifiche del prodotto e degli accessori.

OLYMPUS

OLYMPUS ITALIA S.R.L.
Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), Italia
Telefono: +39 02 26 97 21, Fax: 39 02 26 97 24 88
E-mail: olympus.italia@olympus-europa.com
www.olympus.it

OLYMPUS SCHWEIZ AG
Richtiring 30, 8304 Wallisellen, Svizzera
Telefon: +41 44 94766-81, Fax: +41 44 94766-54
E-Mail: medical.ch@olympus.ch
www.olympus.ch