





Información para pedidos



Componentes del sistema



Información para pedidos	
Electrodos de resección de alta frecuencia PLASMA	
Referencia	Artículo
WA22301S	PlasmaLoop, 12°, pequeño
WA22305S	PlasmaLoop, 30°, pequeño
WA22302D	PlasmaLoop, 12°, mediano
WA22306D	PlasmaLoop, 30°, mediano
WA22503D	PlasmaLoop, 12°, grande
WA22507D	PlasmaLoop, 30°, grande
WA22331D	PlasmaLoop, en ángulo 45°, 12° y 30°, pequeño
WA22322D	PlasmaLoop, en ángulo 45°, 12° y 30°, mediano
S = 5 uds.; C/D = 12 uds.	
Unidad electroquirúrgica	
WA91307W	Generador electroquirúrgico ESG-410 con instrucciones de uso y guía de consulta rápida
WA91302W	Doble pedal inalámbrico
WA91301W	Doble pedal con cable
WA00014A	Cable de alta frecuencia, bipolar, 4 m



Electrodos de resección de alta frecuencia PLASMA	
Referencia	Artículo
WA22521C	PlasmaBand, 12°, mediano
WA22523C	PlasmaBand, 30°, mediano
WA22355C	PlasmaNeedle, en ángulo 45°, 12° y 30°
WA22540S	PlasmaNeedle, en ángulo recto, 12° y 30°
WA22351C	PlasmaRoller, 12° y 30°
WA22566S	Plasma-OvalButton
WA22558C	Plasma-TUEBLoop, en ángulo 45°, 12° y 30°
WA22559S	Plasma-TUEBLoop, 12° y 30°,
S = 5 uds.; C/D = 12 uds.	
Otros accesorios	
WA91303W	Pedal sencillo
WA95621A	Cable de alimentación, UE (tipo E/F)
WA95623A	Cable de alimentación, Reino Unido (tipo G)
N3809430	Cable de comunicación MAJ-1872, 10 m
N3809530	Adaptador MAJ-1873 para UHI-2/3

Resectoscopio rotatorio de flujo continuo		
Referencia	Artículo	
	Vaina interior	
A22040*	Para vaina exterior de 26 Fr	
A22041*	Para vaina exterior de 27 Fr	
	Vaina exterior	
A22026A	26 Fr, 2 llaves de paso, giratoria	
A22021A	27 Fr, 2 llaves de paso, giratoria	
Resectoscopio de flujo continuo		
	Vaina interior	
A22040*	Para vaina exterior de 26 Fr	
A22041*	Para vaina exterior de 27 Fr	
	Vaina exterior	
A22027A	26 Fr, 2 llaves verticales, fija	
A22023A	27 Fr, 2 llaves verticales, fija	
A22025A	27 Fr, 2 llaves horizontales, fija	

Puede consultar una lista detallada de electrodos incl. una amplia cartera de accesorios en el **Catálogo de Urología de Olympus.**

Resectoscopio rotatorio de flujo continuo		
Referencia	Artículo	
	Vaina interior	
A22040*	Para vaina exterior de 26 Fr	
A22041*	Para vaina exterior de 27 Fr	
	Vaina exterior	
A22026A	26 Fr, 2 llaves de paso, giratoria	
A22021A	27 Fr, 2 llaves de paso, giratoria	

Resectoscopio de flujo continuo		
	Vaina interior	
A22040*	Para vaina exterior de 26 Fr	
A22041*	Para vaina exterior de 27 Fr	
	Vaina exterior	
A22027A	26 Fr, 2 llaves verticales, fija	
A22023A	27 Fr, 2 llaves verticales, fija	
A22025A	27 Fr, 2 llaves horizontales, fija	

Resectoscopio estándar		
Referencia	Artículo	
A22041*	Vaina de resección sin entrada de irrigación	
	Entrada de irrigación	
A22051A	1 llave de paso, giratoria	
A22052A	1 conector Luer para desinfección, giratorio	
A22053A	2 llaves de paso horizontales, giratorias	
A22054A	1 llave de paso vertical, fija	
A22055A	1 conector Luer vertical para desinfección, fijo	

Elementos de trabajo	
WA22366A	Elemento de trabajo activo, para resección en solución salina
WA22367A	Elemento de trabajo pasivo, para resección en solución salina

Ópticas de 4 mm, esterilizables en autoclave	
WA2T412A	Óptica “OES ELITE”, 4 mm, HD, esterilizable en autoclave, 12°
WA2T430A	Óptica “OES ELITE”, 4 mm, HD, esterilizable en autoclave, 30°
WA03300A	Cable guía de luz, 2,8 mm, 3 m, tipo CF

* Añada "A" o "T" a la referencia del artículo para obtener el obturador deseado: A220xxA obturador estándar, A220xxT obturador con punta desviada

Dado que los conocimientos médicos aumentan constantemente, es posible que se produzcan cambios o modificaciones técnicas en el diseño del producto, las especificaciones del producto, los accesorios y ofertas de servicios.