


Sistema laser SuperPulsed

Fibre laser SOLTIVE

This Changes Everything



Fibre più piccole e più flessibili con massima potenza di emissione rispetto alle principali fibre per urologia disponibili sul mercato⁴



Elevata versatilità

"Connessione rapida" al sistema laser SOLTIVE SuperPulsed che non richiede torsioni o avvitiamenti. Comoda codifica colore che semplifica l'identificazione del tipo e del diametro della fibra.



Migliore visibilità

Fibre con diametro effettivo del nucleo pari a 150 μm e 200 μm per accedere a calcoli difficili da raggiungere. La fibra da 150 μm offre un'irrigazione maggiore del 32%¹ per ottenere una migliore visibilità.



Maggiore potenza


La fibra da 150 μm è in grado di emettere una potenza circa tre volte superiore alle fibre più piccole della concorrenza.² Efficacia di trattamento a una potenza minore significa un ridotto burn back³ e può eliminare la necessità di utilizzo di più fibre o il taglio e la rottura delle fibre durante la procedura.



Migliore flessibilità

La fibra da 150 μm offre una migliore flessibilità e una ridotta perdita dalla deflessione dell'endoscopio rispetto alle fibre da 200 μm e di diametri superiori.

Fibre laser SOLTIVE



Informazioni per l'ordine

Fibre monouso

Codice	Descrizione
EGTFL-FBX150S	Fibra monouso 150 micron, 5/confezione
EGTFL-FBX200S	Fibra monouso 200 micron, 5/confezione
EGTFL-FBX365S	Fibra monouso 365 micron, 5/confezione
EGTFL-FBX550S	Fibra monouso 550 micron, 5/confezione
EGTFL-FBX940S	Fibra monouso 940 micron, 5/confezione

Fibre monouso Ball-Tip

Codice	Descrizione
EGTFL-FBX150BS	Fibra monouso ball-tip 150 micron, 5/confezione
EGTFL-FBX200BS	Fibra monouso ball tip 200 micron, 5/confezione

Accessori

Codice	Descrizione
EGTFL-AFC	Cutter per fibra SOLTIVE
EGTFL-AFS150	Spela fibre per fibre SOLTIVE, 150 micron
EGTFL-AFS200	Spela fibre per fibre SOLTIVE, 200 micron
EGTFL-AFS365	Spela fibre per fibre SOLTIVE, 365 micron
EGTFL-AFS550	Spela fibre per fibre SOLTIVE, 550 micron
EGTFL-AFS940	Spela fibre per fibre SOLTIVE, 940 micron

Le fibre laser SOLTIVE sono compatibili solo con i sistemi laser SOLTIVE SuperPulsed.

¹ Rispetto alle fibre 200 µm. Dati archiviati. ² Dati archiviati. Dati di confronto sulla fibra ottenuti con Cook 150. ³ Dati archiviati. Dati di confronto sul sistema laser ottenuti su Lumenis P120.

⁴ Dati in archivio. Dati di confronto sulla fibra ottenuti con fibre di diametro del nucleo Cook 150, Lumenis 230 ed EMPOWER 200.

Considerata la costante evoluzione delle conoscenze mediche, possono essere necessarie modifiche tecniche o variazioni del design del prodotto, delle specifiche del prodotto, degli accessori e delle offerte di servizi.

OLYMPUS

OLYMPUS ITALIA S.R.L.

Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), Italia
Telefono: +39 02 26 97 21, Fax: 39 02 26 97 24 88
E-mail: olympus.italia@olympus-europa.com
www.olympus.it

OLYMPUS SCHWEIZ AG

Richtiring 30, 8304 Wallisellen, Svizzera
Telefon: +41 44 94766-81, Fax: +41 44 94766-54
E-Mail: medical.ch@olympus.ch
www.olympus.ch