

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

ULTRA OPTIKEN IN 5,4 UND 10 MM


Perfektioniert für höchste ULTRA HD-Auflösung



ULTRA OPTIKEN IN 5,4 UND 10 MM


Linsen aus ED-Glas (extra low dispersion) - messerscharfe Bilder

- Perfektioniert für höchste ULTRA HD-Auflösung
- Hoher Kontrast
- Vergleichbare Arbeitslängen für Optiken in 5,4 mm und 10 mm



Perfektionierung der Optiken in 5,4 mm - Verzerrungsfreie Bilder

- Deutliche Darstellung auch in den Randbereichen
- Keine tonnen- oder kissenförmige Verzerrungen



Großes Blickfeld

- Blickfeld um 20 % größer als bei HD-Optiken*

Vollständige Autoklavierbarkeit

- Ökonomisch und sicher dank Einhaltung höchster Aufbereitungstandards



Kompatibilität

- Mechanisch kompatibel mit den aktuell erhältlichen Kameraköpfen und Lichtleitkabeln von Olympus und anderen Herstellern, die die DIN 58105 einhalten.

Gute Ausleuchtung auch in den Randbereichen

- Die ULTRA Optiken verfügen über eine homogene Lichtverteilung im peripheren Bereich (bei Optiken in 5,4 mm und 10 mm).

* 5,4 mm ULTRA Optik im Vergleich zu Optiken mit einem Blickfeld von 70° und 10 mm ULTRA Optik im Vergleich zu Optiken mit einem Blickfeld von 75°.

Bestellinformationen				
Bestellnummer	Außendurchmesser	Blickrichtung	Arbeitslänge	Maximaler Durchmesser des Einführteils
WA4KL500	5,4 mm	0°	315,3 ± 0,5 mm	5,45 mm
WA4KL530	5,4 mm	30°	315,5 ± 1,5 mm	5,45 mm
WA4KL545	5,4 mm	45°	315,5 ± 1,5 mm	5,45 mm
WA4KL100	10 mm	0°	315,9 ± 0,5 mm	10,2 mm
WA4KL130	10 mm	30°	317,1 ± 1,5 mm	10,2 mm
WA4KL145	10 mm	45°	317,7 ± 1,5 mm	10,2 mm

Spezifikationen		
Betriebsbedingungen	Umgebungstemperatur	10 bis 35°C
	Relative Luftfeuchtigkeit	30 bis 85%
	Luftdruck	700 bis 1060 hPa
Lagerungsbedingungen	Temperatur	10 bis 40°C
	Relative Luftfeuchtigkeit	30 bis 85%
Transportbedingungen	Temperatur	-40 bis 70°C
	Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 95%

Der Hersteller behält sich Änderungen der technischen Daten, der Ausstattung und des Designs ohne Vorankündigung vor.

OLYMPUS

OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH

Wendenstraße 14-18
20097 Hamburg
Tel.: +49 800 200444-213
Fax: +49 40 23773-503304
E-Mail: endo.sales@olympus.de
www.olympus.de

OLYMPUS AUSTRIA GES.M.B.H.

Shuttleworthstraße 25
1210 Wien
Tel.: +43 1 29101-224
Fax: +43 1 29101-226
E-Mail: endoskopie@olympus.at
www.olympus.at

OLYMPUS SCHWEIZ AG

Chriesbaumstrasse 6
8604 Volketswil
Tel.: +41 44 94766-81
Fax: +41 44 94766-54
E-Mail: endo.ch@olympus.ch
www.olympus.ch

