

Eficiencia y versatilidad


DIEGO ELITE: el sistema de corte para rinología de Olympus



DIEGO ELITE Multidebrider

Eficiencia para mejorar la cirugía diaria

El dispositivo DIEGO ELITE Multidebrider es un sistema de corte multifuncional para otorrinolaringología, diseñado para ofrecer a los cirujanos mayor versatilidad a la hora de realizar cirugías y nuevas características para mejorar la eficiencia quirúrgica.



Resumen completo del sistema

Consola con pantalla táctil

- Manejo sencillo e intuitivo.
- Reconocimiento del ID de la cuchilla con un ajuste óptimo predefinido.
- Unidad de aspiración específica.



Piezas de mano reutilizables

- Opciones rectas y anguladas.
- Manejo cómodo y ergonómico.
- Esterilizables en autoclave.



Tubo de aspiración

- Vía de aspiración completamente desechable.
- Tubo de aspiración de destaponamiento para limpiar las cuchillas obstruidas de forma inmediata.



Tope basculante

- Acción única para abrir o cerrar completamente la ventana de la cuchilla.
- Eficiencia mejorada.





Versatilidad: numerosas formas de realizar la cirugía

Gama de cuchillas

El dispositivo DIEGO ELITE Multidebrider ofrece al cirujano numerosas formas de realizar la cirugía, incluyendo dos tipos de mangos, una gama completa de cuchillas y fresas, y un kit de tubos estándar y un kit de tubos de destaponamiento.

Cuchillas estándar

Con o sin aspiración distal para la extracción estándar de tejido blando en la estructura anatómica nasal.




Cuchillas de tipo A

Para resección avanzada.



Cuchillas eléctricas

Cuchillas eléctricas bipolares y monopares para conseguir una hemostasia inmediata durante la cirugía con o sin aspiración distal.



Cuchillas anguladas

Diversos ángulos, incluidos los siguientes: 0°, 15°, 60°, 75° y 90°.



Ventajas de las cuchillas giratorias




Permiten al cirujano llegar a distintas zonas de la estructura anatómica nasal sin tener que girar la pieza de mano.



Cuchillas para cornetes nasales

Cuchillas para cornetes nasales de 2 mm para resección avanzada, también disponibles como opción bipolar.



Rebasamos los límites de la cirugía funcional endoscópica de senos faciales (CFESF)

Cuchillas para adenoides y amígdalas

Hay disponible una amplia gama de cuchillas flexibles para la resección de adenoides y amígdalas. Existen opciones bipolares y monopares para estabilizar el lecho adenoideo y cauterizar.




Gama de fresas

El sistema DIEGO ELITE ofrece una amplia selección de fresas para procedimientos avanzados de CFESF.

Fresa de bala de diamante

Línea de fresas de bala de diamante que permiten extraer fácilmente estructuras óseas y cartilaginosas. Disponibles con distintos ángulos.



Fresa de bola de diamante

Permite extraer estructuras óseas y cartilaginosas delicadas. Disponibles con distintos ángulos.




Fresa cónica de diamante

Línea de fresas cónicas de diamante para ampliar las aberturas y extraer hueso y cartilago, especialmente cuando se trabaja de atrás hacia adelante para mejorar la visibilidad. Disponibles con distintos ángulos.




Fresa de tubo estriado

Línea de fresas de corte para extraer estructuras óseas y cartilaginosas más complejas. Disponibles con distintos ángulos.



Fresas anguladas

La gama completa de fresas está disponible con diversos ángulos, incluidos los siguientes: 15°, 60° y 70°.



Cuchillas laríngeas

Para extraer lesiones laríngeas y realizar citorreducción quirúrgica de tumores. Disponibles en tamaños de 2,9 y 4 mm con una longitud de 22 cm para la zona traqueal superior y subglótica o de 27 cm para aplicaciones glóticas y supraglóticas.



¿Sabía que...?

Olympus ofrece una gama completa de soluciones listas para usar para procedimientos de rinología en consulta y quirófano

Diagnóstico por imagen

Tratamiento



Dado que los conocimientos médicos aumentan constantemente, es posible que se produzcan cambios o modificaciones técnicas en el diseño del producto, las especificaciones del producto y los accesorios.

OLYMPUS

OLYMPUS IBERIA S.A.U.
Plaza Europa 29-31, 08908 L'Hospitalet
de Llobregat, Barcelona, España
Teléfono: +34 93 394 13 00, Fax: +34 93 200 95 80
E-mail: medical.iberia@olympus.es
www.olympus.es, www.olympus.pt