

VISERA 4K UHD XENON-LICHTQUELLE

## CLV-S400

Ideale Ausleuchtung für die Darstellung von 4K UHD



# CLV-S400 – LICHTQUELLE

## Spezielle Lichtquelle für das VISERA 4K UHD System

- Xenonlampe mit 300 W
- Automatische Helligkeitsregelung
- NBI-Kompatibilität



Spezifikationen		
<b>Eingangsleistung</b>	Nennspannung	100–240 V AC; innerhalb $\pm 10\%$
	Nennfrequenz	50/60 Hz; innerhalb $\pm 1$ Hz
	Nennleistung	500 VA
<b>Größe</b>	Abmessungen (maximal)	391 (B) $\times$ 162 (H) $\times$ 521 (T) mm
	Gewicht	15,5 kg
<b>Beleuchtung</b>	Untersuchungslampe	Xenon-Kurzbogenlampe (ozonfrei) 300 W
	Durchschnittliche Lebensdauer der Lampe	Etwa 500 Stunden im Dauerbetrieb (bei intermittierendem Betrieb kann die Lebensdauer der Lampe etwas abweichen)
	Zündungsmethode	Schaltregler
	Helligkeitsregelung	Regelung der Strahlengangblende
	Kühlung	Zwangsluftkühlung
	Intensitätsmodus	Normale oder hohe Intensität
	NBI-Darstellung	Verfügbar
	Notlampe	Halogenlampe (im Spiegel) 12 V 35 W
	Durchschnittliche Lebensdauer der Notlampe	Ca. 500 Stunden
<b>Automatische Helligkeitsregelung</b>	Methode der automatischen Helligkeitsregelung	Servo-Blendenmethode
	Automatische Belichtung	17 Stufen
<b>Leuchtanzeigen an der Vorderseite</b>	Notlampe	Zeigt an, ob eine Notlampe vorhanden oder deaktiviert ist oder gerade verwendet wird
	NBI	Wenn die NBI-Darstellung aktiviert ist, leuchtet die Anzeige des NBI-Darstellungsmodus auf
<b>Einstellungsspeicherung</b>		Einstellungen (mit Ausnahme des Betrachtungsmodus) bleiben auch bei ausgeschalteter Lichtquelle erhalten.
<b>Klassifizierung (Medizinische elektrische Geräte)</b>	Schutzart gegen Stromschlag	Klasse I
	Stromschlagschutzklasse des Anwendungsteils	TYP BF Anwendungsteil
	Schutzgrad gegen Explosion	Die Lichtquelle darf nicht in der Nähe entflammbarer Gase betrieben werden.

Der Hersteller behält sich Änderungen der technischen Daten, der Ausstattung und des Designs ohne Vorankündigung vor.

**OLYMPUS**

**OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH**

Wendenstraße 14–18  
20097 Hamburg  
Tel.: +49 800 200444-213  
Fax: +49 40 23773-503304  
E-Mail: endo.sales@olympus.de  
www.olympus.de

**OLYMPUS AUSTRIA GES.M.B.H.**

Shuttleworthstraße 25  
1210 Wien  
Tel.: +43 1 29101-224  
Fax: +43 1 29101-226  
E-Mail: endoskopie@olympus.at  
www.olympus.at

**OLYMPUS SCHWEIZ AG**

Chriesbaumstrasse 6  
8604 Volketswil  
Tel.: +41 44 94766-81  
Fax: +41 44 94766-54  
E-Mail: endo.ch@olympus.ch  
www.olympus.ch



E0492402 · 1.500 · 01/16 · OEKG · ED