

STRUMENTI MANUALI

HICURA, HiQ+

Un'ampia scelta per la chirurgia laparoscopica



Sicurezza e comfort nella chirurgia laparoscopica

Indice

HICURA: un passo avanti.....	4
Strumenti bipolari HICURA: sicuri e affidabili.....	6
Kit HICURA: la scelta più apprezzata	8
Vaschetta di sterilizzazione.....	10
Aspirazione e irrigazione	12
Porta-aghi	13
Pinze da presa HICURA da 5 mm	14
Pinze da dissezione HICURA da 5 mm	19
Forbici monopolari HICURA da 5 mm	21
Spinginodo HICURA da 5 mm e porta-aghi ausiliario.....	22
Pinze biottiche HICURA da 5 mm	23
Pinze da presa bipolari HICURA da 5 mm.....	24
Pinze da dissezione bipolari HICURA da 5 mm	25
Parti di ricambio modulari per strumenti HICURA da 5 mm.....	26
Diagrammi dei sistemi HICURA.....	27
Strumenti HiQ+ da 10 mm	28
Parti di ricambio per strumenti HiQ+ da 10 mm	31
Elettrodi HF HiQ+ da 5 mm	32
Sistemi di aspirazione e irrigazione HiQ+	33
Porta-aghi HiQ+	35
Spinginodo HiQ+ e chiusura della fascia	37

HICURA: un passo avanti

Strumenti manuali monopolari e standard

HICURA è la nuova generazione di strumenti laparoscopici manuali, successiva alla linea HiQ+. HICURA offre un sistema modulare comprendente un'ampia gamma di prodotti di diversa lunghezza, aste, manici e ganasce, per rispondere a ogni tipo di esigenza chirurgica. Il design in tre parti consente la sostituzione dei singoli componenti usurati. Il sistema non contiene parti di ricambio che possono andare perse e ciò rende HICURA una soluzione decisamente vantaggiosa per la sala operatoria.

Alta qualità e prestazioni elevate – HICURA

La serie HICURA è stata sviluppata allo scopo di migliorare la maneggevolezza e la sicurezza degli strumenti. HICURA è progettata per il comfort dei clienti e per la praticità d'uso durante gli interventi chirurgici, grazie alle diverse posizioni assumibili dalla mano, che si adattano alle esigenze chirurgiche in continua evoluzione.



Specifiche

- Montaggio e smontaggio facili e intuitivi grazie al segnale acustico a scatto
- Gli strumenti manuali HICURA da 250 mm e 330 mm possono essere sterilizzati nella configurazione assemblata
- Design dell'impugnatura adattato per pinze da presa e da dissezione
- Sistema modulare, intercambiabile ed economico
- Impugnature ergonomiche disponibili nelle misure M e L



Mani diverse, esigenze diverse

HICURA offre impugnature in due diverse misure: la misura M per mani da piccole a medie e la misura L per mani da medie a grandi. Le impugnature HICURA sono progettate per migliorare la praticità e il comfort dell'utente durante la laparoscopia. A seconda delle preferenze e dell'area di applicazione, sono disponibili impugnature con meccanismo di arresto, con meccanismo di arresto disattivabile o senza meccanismo di arresto.



Meccanismo delle ganasce adattato

I due meccanismi di snodo dedicati (CAM e SL) forniscono al chirurgo un controllo adattato in funzione del tessuto durante la presa e la dissezione. Il meccanismo di presa CAM e il meccanismo di dissezione SL permettono di ottimizzare la manipolazione dei tessuti: il meccanismo CAM fornisce una maggiore forza di presa ed è quindi ideale per una presa salda, mentre il meccanismo SL è progettato per una dissezione ottimizzata, con un angolo di apertura delle ganasce più ampio.



Il montaggio e lo smontaggio non sono mai stati così semplici: basta un clic!

Il sistema modulare HICURA consente un montaggio semplice e intuitivo in sole tre fasi. Un segnale acustico conferma che lo strumento è stato montato in modo corretto.



Manopola di rotazione

Il nuovo design della manopola di rotazione consente una rotazione semplice e precisa dell'inserto delle ganasce: rotazione a bassa resistenza quando le ganasce sono aperte e rotazione ritardata quando le ganasce fanno presa salda sul tessuto.


Strumenti bipolari HICURA: sicuri e affidabili

Gli strumenti bipolari HICURA sono dotati di giunzioni dallo speciale design che consentono una presa salda e una dissezione precisa, esattamente come gli strumenti monopolari. Inoltre, il design rende possibile una coagulazione bipolare sicura e affidabile anche nelle situazioni più difficili. Gli strumenti bipolari HICURA combinano quindi le caratteristiche meccaniche monopolari con la sicurezza della coagulazione bipolare.



Specifiche

- Gli strumenti manuali HICURA da 250 mm e 330 mm possono essere sterilizzati nella configurazione assemblata
- Colore bianco per l'identificazione immediata degli strumenti bipolari
- Applicazione HF sicura con energia bipolare
- Robusto isolamento PEEK dell'asta
- Sistema modulare in tre parti



Colori diversi per una facile identificazione degli strumenti

Gli strumenti manuali bipolari HICURA sono identificabili grazie al colore dell'impugnatura e della ghiera di rotazione. Anche gli inserti sono dotati di un isolamento di colore bianco, per una rapida identificazione di tutti i componenti bipolari.




Ganasce perfettamente isolate

Le ganasce bipolari sono isolate con PFA per ridurre il rischio che la coagulazione non vada a buon fine. Il design degli strumenti bipolari HICURA consente una presa salda e una coagulazione efficace, combinando la forza meccanica monopolare con la coagulazione bipolare.




La sicurezza prima di tutto

Le aste HICURA sono dotate di isolamento PEEK, che ottimizza la stabilità, la durezza e l'isolamento elettrico.



Kit HICURA: la scelta più apprezzata

HICURA offre una straordinaria varietà di componenti modulari. Sono disponibili impugnature in otto misure diverse, quattro aste e più di quaranta diversi inserti per ganasce in diverse lunghezze. A seconda delle preferenze del chirurgo e della procedura da eseguire, sono disponibili kit di base raccomandati per ogni tipo di applicazione.



Kit per chirurgia generale

Il kit per chirurgia generale comprende gli strumenti manuali più utili nelle procedure laparoscopiche standard come la colecistectomia, la riparazione dell'ernia e l'appendicectomia.

- Pinze da presa di Johann, Clinching, Johann ad azione singola e Croce-Olmi
- Pinze da dissezione di Maryland
- Forbici di Metzenbaum



Johann



Clinching



Johann ad azione singola



Croce-Olmi



Maryland



Metzenbaum

Kit ampliato per chirurgia generale

Il kit ampliato per chirurgia generale è utile per interventi al colon e funduplicatio.

- Pinze da presa di Babcock, Johann lunghe e atraumatiche
- Pinze da dissezione di Maryland lunghe
- Porta-aghi
- Forbici uncinato



Babcock



Johann lunghe



Atraumatiche




Maryland lunghe



Porta-aghi



Forbici uncinato



Kit per urologia

Il kit laparoscopico per urologia comprende diversi strumenti bipolari e può essere utilizzato, ad esempio, per nefrectomie e adrenalectomie.

- Pinze da presa di Johann e Hirsch bipolari
- Pinze da presa monopolari con lume
- Pinze da dissezione di Maryland bipolari
- Pinze da dissezione di Maryland monopolari, con angolo di 90°
- Forbici di Metzenbaum monopolari



Johann bipolari



Hirsch bipolari



Metzenbaum monopolari




Monopolari con lume



Maryland bipolari



Maryland monopolari, 90°



Kit per ginecologia

Il kit per ginecologia comprende strumenti manuali utili per procedure laparoscopiche come isterectomie e cistectomie.

- Pinze da presa di Johann, Hirsch e Manhes bipolari
- Pinze da presa monopolari con lume
- Pinze da dissezione di Maryland bipolari
- Forbici di Metzenbaum monopolari



Johann bipolari



Hirsch bipolari



Manhes bipolari



Monopolari con lume



Maryland bipolari



Metzenbaum monopolari

Vaschetta di sterilizzazione



• Compatibile con sistemi di contenitori standard o imballaggi morbidi grazie alla resistente rete metallica del coperchio e del cestello per gli strumenti



• Stoccaggio e sterilizzazione di strumenti laparoscopici manuali montati e smontati




• Contatto minimo tra strumento e fermo e immobilizzazione sicura di strumenti di diverso diametro




• I componenti in silicone di colore blu (fermi, tappetino) possono essere sostituiti singolarmente

Sistema a cestello per strumenti

WA05956A Sistema a cestello per dispositivi, per HiQ+, HiCURA



WA05957A Fermo di ricambio, in silicone, set di 2 pezzi, per WA05956A



WA05958A Tappetino di ricambio, con rilievi, in silicone, per WA05956A



Aspirazione e irrigazione



Funzionamento a prova di ostruzioni

Il sistema di aspirazione/irrigazione HiQ+ è ottimizzato per un flusso regolare attraverso ogni componente, dal flusso in ingresso a quello in uscita, consentendo così un migliore passaggio dei coaguli di sangue o dei calcoli.

Il sistema modulare, con la sua gamma di tubi per aspirazione/irrigazione, offre soluzioni personalizzate per un gran numero di procedure laparoscopiche e anatomie diverse. Il sistema di aspirazione/irrigazione HiQ+ unisce ottime prestazioni a un'ergonomia specifica per ogni chirurgo e una qualità superiore.



Sistema personalizzabile

Olympus offre una vasta scelta di tubi per aspirazione/irrigazione per i sistemi HiQ+:

- Diametri di 3, 5 e 10 mm
- Lunghezze operative di 360 e 450 mm
- Design compatibile con più tipi di punte, ad es. per raccolta di calcoli alla cistifellea o aspirazione di idropi



Ergonomia ottimizzata

Impugnatura dal design economico per diverse esigenze di irrigazione:

- Impugnatura attiva con leva azionabile con la punta del dito per il controllo dell'aspirazione/irrigazione



Decontaminazione facilitata

Il sistema di aspirazione/irrigazione HiQ+ è progettato per una maggiore facilità di montaggio, smontaggio e pulizia. Tutti i componenti sono facilmente distaccabili e autoclavabili.

Porta-aghi



Robusti e resistenti

I porta-aghi e gli spinginodi HiQ+ sono strumenti progettati per rispondere alle aspettative più esigenti in termini di funzionalità, ergonomia e decontaminazione.



Robusti e resistenti

I porta-aghi HiQ+ sono progettati per offrire:

- Elevata forza di presa
- Elevata accuratezza per garantire un controllo preciso e affidabile dell'ago
- Elevata durevolezza, grazie agli inserti in metallo rigido nelle ganasce



Inserti delle ganasce interscambiabili

Il porta-aghi HiQ+ è disponibile con cinque ganasce interscambiabili:

- Porta-aghi diritto
- Porta-aghi con curvatura a sinistra/destra
- Porta-aghi autoallineante
- Porta-aghi ausiliario
- Porta-aghi "a delfino"

Il design modulare consente facilità di montaggio, smontaggio e pulizia. Tutte le parti sono autoclavabili.



Ergonomia ottimizzata

L'impugnatura del porta-aghi HiQ+ è conforme ai più elevati standard ergonomici. Gli ingegneri di Olympus hanno lavorato a stretto contatto con esperti in ergonomia per progettare un'impugnatura che fosse "un'estensione della mano del chirurgo".

Pinze da presa HICURA da 5 mm

Pinze di Johann

Pinze da presa multiuso con ganasce ampie e buona visibilità

Lunghezza ganasce: 21 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69310M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Johann, monopolare
WA69310S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, Johann, monopolare
WA69310L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, Johann, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze di Johann lunghe

Le ganasce più lunghe della serie di strumenti manuali HICURA da 5 mm per la presa senza traumi degli organi di grandi dimensioni (ad es. il colon)

Lunghezza ganasce: 40 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69314M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Johann lunghe, monopolare
WA69314S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, Johann lunghe, monopolare
WA69314L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, Johann lunghe, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze di Johann ad azione singola

Il meccanismo ad azione singola offre una migliore maneggevolezza in aree operatorie limitate e consente una presa atraumatica e salda dei tessuti

Lunghezza ganasce: 24 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69312M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Johann, ad azione singola, monopolare
WA69312S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, Johann, ad azione singola, monopolare
WA69312L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, Johann, ad azione singola, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze di Babcock

Il lume interno più ampio tra tutti gli strumenti manuali HICURA da 5 mm: forma a "spatola" per il massimo della presa senza arrecare danni ai tessuti (ad es. colon)

Lunghezza ganasce: 31 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69316M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Babcock, monopolare
WA69316S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, Babcock, monopolare
WA69316L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, Babcock, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze di DeBakey

Il design a denti sottili e la lunghezza delle ganasce consentono la presa atraumatica delle viscere e di altri tessuti delicati.

Lunghezza ganasce: 35 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69318M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, DeBakey, monopolare
WA69318S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, DeBakey, monopolare
WA69318L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, DeBakey, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze di precisione

Pinze da presa per prestazioni estremamente precise

Lunghezza ganasce: 24 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69322M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, di precisione, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze di Croce-Olmi

Grazie alla speciale forma delle ganasce, consentono la presa e il fissaggio del tessuto fuori dal sacco erniario e la manipolazione delle viscere.

Lunghezza ganasce: 29 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69320M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Croce-Olmi, monopolare
WA69320S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, Croce-Olmi, monopolare
WA69320L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, Croce-Olmi, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze di precisione lunghe

La maggiore lunghezza dei bracci migliora la visibilità e la maneggevolezza.

Lunghezza ganasce: 36 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69324M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, di precisione lunghe, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze da presa HICURA da 5 mm

Pinze con lume

Buona presa atraumatica grazie al lume interno e alla lunghezza complessiva ridotta. Il lume crea un effetto "pinzetta". Utile nel trattamento dell'endometriosi.

Lunghezza ganasce: 16 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69330M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, con lume, monopolare
WA69330S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, con lume, monopolare
WA69330L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, con lume, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze da presa ondulate

Pinze da presa specifiche per viscere e tessuti fragili.

Lunghezza ganasce: 30 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69334M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, ondulate, monopolare
WA69334S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, ondulate, monopolare
WA69334L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, ondulate, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze Clinching

Consentono una presa atraumatica salda della cistifellea e di altri tessuti scivolosi grazie alla speciale forma delle ganasce. Indispensabili per colecistectomia.

Lunghezza ganasce: 26 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69332M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Clinching, monopolare
WA69332S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, Clinching, monopolare
WA69332L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, Clinching, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze atraumatiche

Pinze da presa multiuso per tutti i tipi di applicazioni laparoscopiche.

Lunghezza ganasce: 16 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69336M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, atraumatiche, monopolare
WA69336S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, atraumatiche, monopolare
WA69336L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, atraumatiche, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze piatte

Pinze finestrate multiuso per tutti i tipi di applicazioni laparoscopiche.

Lunghezza ganasce: 19 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69338M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, piatte, monopolare
WA69338S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, piatte, monopolare
WA69338L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, piatte, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze di Manhes

Fissazione e manipolazione precise dei tessuti fragili

Lunghezza ganasce: 18 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69342M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Manhes, monopolare
WA69342S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, Manhes, monopolare
WA69342L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, Manhes, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze con lume ampio

Pinze da presa atraumatiche per la manipolazione di tessuti delicati (ad es. viscere, canali).

Lunghezza ganasce: 21 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69340M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, con lume ampio, monopolare
WA69340S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, con lume ampio, monopolare
WA69340L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, con lume ampio, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze ad artiglio

Per recupero, ad es., di cistifellea, mioma ecc.

Lunghezza ganasce: 28 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69344M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, ad artiglio, monopolare
WA69344S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, ad artiglio, monopolare
WA69344L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, ad artiglio, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze da presa HICURA da 5 mm

Pinze a coccodrillo

Per una fissazione robusta e stretta dei tessuti (ad es. stomaco, cistifellea)

Lunghezza ganasce: 18 mm

Codice articolo	Descrizione
WA69346M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, a coccodrillo, monopolare
WA69346S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, a coccodrillo, monopolare
WA69346L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, a coccodrillo, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Inserto ganasce piatto per chirurgia toracica

Lunghezza ganasce: 16 mm

Codice articolo	Descrizione
WA69328S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, per chirurgia toracica, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Inserto ganasce piatto per chirurgia toracica

Per la manipolazione atraumatica dei tessuti

Lunghezza ganasce: 14 mm

Codice articolo	Descrizione
WA69326S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, piatte, per chirurgia toracica, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze da dissezione HICURA da 5 mm

Pinze di Maryland

Pinze curve da dissezione multiuso con superficie tagliata trasversalmente per una presa salda in tutti i tipi di applicazioni laparoscopiche.

Lunghezza ganasce: 17 mm

Codice articolo	Descrizione
WA69350M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Maryland, monopolare
WA69350S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, Maryland, monopolare
WA69350L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, Maryland, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare

Pinze di precisione

Per dissezioni estremamente precise.

Lunghezza ganasce: 25 mm

Codice articolo	Descrizione
WA69354M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, di precisione, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare

Pinze di Maryland lunghe

La maggiore lunghezza dei bracci migliora la visibilità e la maneggevolezza.

Lunghezza ganasce: 21 mm

Codice articolo	Descrizione
WA69352M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Maryland lunghe, monopolare
WA69352S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, Maryland lunghe, monopolare
WA69352L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, Maryland lunghe, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare

Pinze di Maryland diritte

Per dissezioni delicate con l'ausilio di un porta-aghi.

Lunghezza ganasce: 15 mm

Codice articolo	Descrizione
WA69356M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Maryland diritte, monopolare
WA69356S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, Maryland diritte, monopolare
WA69356L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, Maryland diritte, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare

Pinze da dissezione HICURA da 5 mm

Pinze di precisione

Per dissezioni estremamente precise.

Lunghezza ganasce: 25 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69354M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, di precisione, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare

Pinze a goccia

Lunghezza ganasce: 21 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69362M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Pinze a goccia, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto

Pinze di Maryland con angolo di 90°

Per la dissezione di vasi sanguigni.

Lunghezza ganasce: 18 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69358M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Maryland con angolo di 90°, monopolare
WA69358S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, Maryland con angolo di 90°, monopolare
WA69358L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, Maryland con angolo di 90°, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare

Forbici monopolari HICURA da 5 mm

Forbici di Metzenbaum

Forbici multiuso per tutti i tipi di applicazioni laparoscopiche.

Lunghezza ganasce: 19 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69370M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Metzenbaum, monopolare
WA69370S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, Metzenbaum, monopolare
WA69370L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, Metzenbaum, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare

Mini-forbici di Metzenbaum

Per taglio e preparazione di precisione.

Lunghezza ganasce: 16 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69372M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Metzenbaum mini, monopolare
WA69372S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, Metzenbaum mini, monopolare
WA69372L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, Metzenbaum mini, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare

Forbici dritte

Per taglio e preparazione di precisione.

Lunghezza ganasce: 19 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69374M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, dritte, monopolare
WA69374S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, dritte, monopolare
WA69374L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, dritte, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare

Forbici uncinate

Per taglio di suture.

Lunghezza ganasce: 12 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69376M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, uncinate, monopolare
WA69376S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, uncinate, monopolare
WA69376L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, uncinate, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare

Forbici di precisione

Per taglio di suture.

Lunghezza ganasce: 12 mm




Codice articolo	Descrizione
WA69378M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, forbici di precisione, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare

Spinginodo HICURA da 5 mm e porta-aghi ausiliario



Codice articolo	Descrizione
WA69380M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, spinginodo
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto




Codice articolo	Descrizione
WA69382M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Roeder
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto




Codice articolo	Descrizione
WA69384S	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 250, porta-aghi ausiliario
WA69384M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, porta-aghi ausiliario
WA69384L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, porta-aghi ausiliario
WA69300S	Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze biottiche HICURA da 5 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69390M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, con ago, monopolare
WA69390L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, con ago, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto



Codice articolo	Descrizione
WA69392M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, da taglio, monopolare
WA69392L	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 430, da taglio, monopolare
WA69300M	Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare
WA69300L	Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare
WA69000M	Impugnatura "HICURA", misura M, meccanismo di arresto disattivabile
WA69000L	Impugnatura "HICURA", misura L, meccanismo di arresto disattivabile
WA69001M	Impugnatura "HICURA", misura M, monopolare
WA69001L	Impugnatura "HICURA", misura L, monopolare
WA69003M	Impugnatura "HICURA", misura M, con meccanismo di arresto
WA69003L	Impugnatura "HICURA", misura L, con meccanismo di arresto

Pinze da presa bipolari HICURA da 5 mm

Pinze di Johann

Pinze da presa multiuso per presa salda e dissezione atraumatica per tutte le procedure laparoscopiche.

Lunghezza ganasce: 17 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69410M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Johann, bipolare
WA69400M	Asta "HICURA", 5 x 330, bipolare
WA69002M	Impugnatura "HICURA", misura M, bipolare
WA69002L	Impugnatura "HICURA", misura L, bipolare

Pinze di Manhes

Pinze da presa per miomectomia e cistectomia

Lunghezza ganasce: 14 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69414M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Manhes, bipolare
WA69400M	Asta "HICURA", 5 x 330, bipolare
WA69002M	Impugnatura "HICURA", misura M, bipolare
WA69002L	Impugnatura "HICURA", misura L, bipolare

Pinze di Hirsch

Per sterilizzazione tubarica e trattamento dell'endometriosi.

Lunghezza ganasce: 20 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69412M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Hirsch, bipolare
WA69400M	Asta "HICURA", 5 x 330, bipolare
WA69002M	Impugnatura "HICURA", misura M, bipolare
WA69002L	Impugnatura "HICURA", misura L, bipolare

Pinze di precisione

Lunghezza ganasce: 24 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69424M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, pinze di precisione, bipolare
WA69400M	Asta "HICURA", 5 x 330, bipolare
WA69002L	Impugnatura "HICURA", misura L, bipolare
WA69002M	Impugnatura "HICURA", misura M, bipolare

Pinze da dissezione bipolari HICURA da 5 mm

Pinze di Maryland

Pinze curve da dissezione multiuso per tutte le procedure laparoscopiche.

Lunghezza ganasce: 15 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69416M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Maryland, bipolare
WA69400M	Asta "HICURA", 5 x 330, bipolare
WA69002M	Impugnatura "HICURA", misura M, bipolare
WA69002L	Impugnatura "HICURA", misura L, bipolare

Pinze dritte

Pinze dritte da dissezione multiuso per tutte le procedure laparoscopiche.

Lunghezza ganasce: 13 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69420M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, dritte, bipolare
WA69400M	Asta "HICURA", 5 x 330, bipolare
WA69002M	Impugnatura "HICURA", misura M, bipolare
WA69002L	Impugnatura "HICURA", misura L, bipolare

Pinze di Maryland sottili

Migliore visibilità e maneggevolezza grazie alla maggiore lunghezza dei bracci.

Lunghezza ganasce: 19 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69418M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, Maryland sottili, bipolare
WA69400M	Asta "HICURA", 5 x 330, bipolare
WA69002M	Impugnatura "HICURA", misura M, bipolare
WA69002L	Impugnatura "HICURA", misura L, bipolare

Pinzette

Per interventi di dissezione e coagulazione estremamente delicati

Lunghezza ganasce: 17 mm



Codice articolo	Descrizione
WA69422M	Inserto ganasce "HICURA", 5 x 330, pinzette, bipolare
WA69400M	Asta "HICURA", 5 x 330, bipolare
WA69002M	Impugnatura "HICURA", misura M, bipolare
WA69002L	Impugnatura "HICURA", misura L, bipolare

Parti di ricambio modulari per strumenti HICURA da 5 mm

Impugnature monopolari/non polari HICURA

Impugnatura "HICURA",
meccanismo di arresto disattivabile,

Codice articolo	Descrizione
WA69000M	misura M
WA69000L	misura L

Impugnatura "HICURA",
monopolare,

Codice articolo	Descrizione
WA69001M	misura M
WA69001L	misura L

Impugnatura "HICURA", con
meccanismo di arresto,

Codice articolo	Descrizione
WA69003M	misura M
WA69003L	misura L

Impugnatura bipolare HICURA

Impugnatura bipolare HICURA,

Codice articolo	Descrizione
WA69002M	misura M
WA69002L	misura L

Aste monopolari HICURA

Codice articolo Descrizione

WA69300S Asta "HICURA", 5 x 250, monopolare

Codice articolo Descrizione

WA69300M Asta "HICURA", 5 x 330, monopolare

Codice articolo Descrizione

WA69300L Asta "HICURA", 5 x 430, monopolare

Cavi HF monopolari

Cavo HF, monopolare,
lunghezza 3,5 m,

Codice articolo	Descrizione
A0355	Valleylab (precedente)
A0357	ESG 400, ESG 410, Erbe serie T, Berchtold
A0358	ESG 400, ESG410, Valleylab (nuovo)

Asta bipolare HICURA

Codice articolo Descrizione

WA69400M Asta, 5 x 330 mm


Cavo HF bipolare

Cavo HF, bipolare,
lunghezza 3,5 m,


Codice articolo	Descrizione
A60000C	ESG 400, ESG 410, HF-300, Erbe unità HF* (*in base alla singola configurazione del connettore)
A60001C	ESG 410, unità HF Erbe Internazionale
A60002C	Unità HF Martin
A60003C	ESG 400, ESG 410, Erbe VIO*, unità HF Valleylab

Diagrammi dei sistemi HICURA

Diagramma del sistema monopolare HICURA



Sistema bipolare HICURA



Strumenti HiQ+ da 10 mm

Pinze ad artiglio

Per recupero, ad es., di cistifellea, mioma ecc.

Lunghezza ganasce: 45 mm



Codice articolo	Descrizione
A66020A	Inserto ganasce, lunghezza operativa 330 mm
A60900A	Asta, lunghezza operativa 330 mm
A60100A	Impugnatura "Ergo", con meccanismo di arresto
A60200A	Impugnatura "Ergo S", con meccanismo di arresto

Pinze di Maryland corte

Per dissezioni precise con l'ausilio di un porta-aghi.

Lunghezza ganasce: 24 mm



Codice articolo	Descrizione
A66320A	Inserto ganasce, lunghezza operativa 330 mm
A60900A	Asta, lunghezza operativa 330 mm
A60100A	Impugnatura "Ergo", con meccanismo di arresto
A60200A	Impugnatura "Ergo S", con meccanismo di arresto

Pinze di Babcock (atraumatiche)

Il lume interno più ampio tra tutti gli strumenti manuali HiQ+ da 10 mm: forma a "spatola" per il massimo della presa senza arrecare danni ai tessuti molli (ad es. colon)

Lunghezza ganasce: 53 mm



Codice articolo	Descrizione
WA66040A	Inserto ganasce, lunghezza operativa 330 mm
A60900A	Asta, lunghezza operativa 330 mm
A60100A	Impugnatura "Ergo", con meccanismo di arresto
A60200A	Impugnatura "Ergo S", con meccanismo di arresto

Pinze di Babcock

Per la manipolazione di tessuti fragili di grandi dimensioni (ad es. viscere, stomaco ecc.)

Lunghezza ganasce: 47 mm



Codice articolo	Descrizione
A66050A	Inserto ganasce, lunghezza operativa 330 mm
A60900A	Asta, lunghezza operativa 330 mm
A60100A	Impugnatura "Ergo", con meccanismo di arresto
A60200A	Impugnatura "Ergo S", con meccanismo di arresto

Pinze di Maryland

Pinze curve da dissezione multiuso per tutti i tipi di applicazioni laparoscopiche

Lunghezza ganasce: 30 mm



Codice articolo	Descrizione
A66310A	Inserto ganasce, lunghezza operativa 330 mm
A60901A	Asta, lunghezza operativa 330 mm
A60101A	Impugnatura "Ergo", con meccanismo di arresto
A60201A	Impugnatura "Ergo S", con meccanismo di arresto

Pinze da presa atraumatiche

Pinze da presa specifiche per viscere e tessuti fragili

Lunghezza ganasce: 42 mm



Codice articolo	Descrizione
A66060A	Inserto ganasce, lunghezza operativa 330 mm
A60900A	Asta, lunghezza operativa 330 mm
A60100A	Impugnatura "Ergo", con meccanismo di arresto
A60200A	Impugnatura "Ergo S", con meccanismo di arresto

Pinze da presa per dotto biliare comune

Pinze da presa con rivestimento morbido specifiche per la manipolazione di tessuti fragili e telescopi flessibili.


Lunghezza ganasce: 16 mm



Codice articolo	Descrizione
A66070A	Inserto ganasce, lunghezza operativa 330 mm
A60901A	Asta, lunghezza operativa 330 mm
A60100A	Impugnatura "Ergo", con meccanismo di arresto
A60200A	Impugnatura "Ergo S", con meccanismo di arresto

Parti di ricambio per strumenti HiQ+ da 10 mm

Impugnature HiQ+ “Ergo”




Codice articolo	Descrizione
A60100A	Impugnatura “HiQ+”, “Ergo”, meccanismo di arresto



Codice articolo	Descrizione
A60101A	Impugnatura “HiQ+”, “Ergo”, monopolare



Codice articolo	Descrizione
A60200A	Impugnatura “HiQ+”, “Ergo”, meccanismo di arresto, monopolare



Codice articolo	Descrizione
A60201A	Impugnatura “Ergo S”, monopolare, con anello in silicone

Aste HiQ+ da 10 mm



Codice articolo	Descrizione
A60900A	Asta “HiQ+” 10 x 330 mm, A60901A isolata



Codice articolo	Descrizione
A60901A	Asta “HiQ+” 10 x 330 mm, isolata, rastremata

Parti di ricambio


Codice articolo	Descrizione
A0389	Anello, silicone, per impugnature HiQ+ S
A03440A	Tappo di tenuta, 2,2 mm, 10 pz.
A03441A	Pulsante di ricambio, per asta, 10 pz.
A03442A	Anello di tenuta “HiQ+” di ricambio, per asta, 20 pz.

Cavo HF, monopolare, lunghezza 3,5 m,

Ø 4 mm

Codice articolo	Descrizione
A0355	Valleylab (precedente)
A0357	ESG 400, ESG 410, Erbe serie T, Berchtold
A0358	ESG 400, ESG410, Valleylab (nuovo)

Diagramma del sistema



Elettrodi HF HiQ+ da 5 mm

Aste HiQ+ da 5 mm	
Codice articolo	Descrizione
A6280	Elettrodo HF, pulsante, 5 x 330 mm
A6281	Elettrodo HF, ago, 5 x 330 mm
A6282	Elettrodo HF, uncino, 5 x 330 mm
A6292	Elettrodo HF, uncino, con canale di aspirazione, 5 x 330 mm
A6283 A6289	Elettrodo HF, uncino lungo, 5 x 330 mm 5 x 400 mm
A6293 A6299	Elettrodo HF, uncino lungo, con canale di aspirazione, 5 x 330 mm 5 x 400 mm
A6284	Elettrodo HF, cucchiaio, 5 x 330 mm
A6294	Elettrodo HF, cucchiaio, con canale di aspirazione, 5 x 330 mm

Elettrodi HF monopolari	
Cavo HF, monopolare, lunghezza 3,5 m,	
Ø 4 mm 	
Codice articolo	Descrizione
A0355	Valleylab (precedente)
A0357	ESG 400, ESG 410, Erbe serie T, Berchtold
A0358	ESG 400, ESG410, Valleylab (nuovo)


Sistemi di aspirazione e irrigazione HiQ+

Sistema di aspirazione/irrigazione standard	
Codice articolo	Descrizione
WA51111A WA51131A WA51131L	Tubo di aspirazione/irrigazione, fori distali, per impugnatura HiQ+, 3,3 x 360 mm 5,3 x 360 mm 5,3 x 450 mm
WA51132A	Tubo di aspirazione/irrigazione, 1,5 x 360 mm, per aspirazione, per impugnatura HiQ+
WA51138A	Tubo di aspirazione/irrigazione, 5 x 360 mm, pulsante, monopolare, per impugnatura HiQ+
WA51172A	Impugnatura "HiQ+", per tubo di aspirazione/irrigazione, valvola
WA51181S	Tubazione per valvola (ricambio), per impugnatura HiQ+, canale di aspirazione 5 mm, 1 pz.

Sistema di aspirazione/irrigazione con diametro ampio	
Codice articolo	Descrizione
WA51151A WA51151L	Tubo di aspirazione/irrigazione, fori distali, per impugnatura HiQ+, 10 x 360 mm 10 x 450 mm
WA51172A	Impugnatura "HiQ+", per tubo di aspirazione/irrigazione, valvola
WA51181L	Tubazione per valvola (ricambio), per impugnatura HiQ+, canale di aspirazione 8 mm, 1 pz.

Sistemi di aspirazione e irrigazione HiQ+

Sistema di aspirazione/irrigazione standard



Porta-aggi HiQ+

Porta-aggi diritto

Pinze biotiche, porta-aggi, diritte, 5 mm,

Codice articolo	Descrizione
WA64700A	Inserto ganasce, 330 mm
WA64700L	Inserto ganasce, 430 mm
WA60120A	Impugnatura, con rivestimento, 330 mm, con meccanismo di arresto
WA60120L	Impugnatura, con rivestimento, 430 mm, con meccanismo di arresto

Porta-aggi con curvatura a sinistra

Pinze biotiche, porta-aggi, curva a sinistra, 5 mm,

Codice articolo	Descrizione
WA64710A	Inserto ganasce, 330 mm
WA64710L	Inserto ganasce, 430 mm
WA60120A	Impugnatura, con rivestimento, 330 mm, con meccanismo di arresto
WA60120L	Impugnatura, con rivestimento, 430 mm, con meccanismo di arresto

Porta-aggi autoallineante

Pinze biotiche, porta-aggi, autoallineante, 5 mm,

Codice articolo	Descrizione
WA64720A	Inserto ganasce, 330 mm
WA60120A	Impugnatura, con rivestimento, 330 mm, con meccanismo di arresto

Porta-aggi "a delfino"

Pinze biotiche, porta-aggi, a "delfino", 5 mm,

Codice articolo	Descrizione
WA64730A	Inserto ganasce, 330 mm
WA60120A	Impugnatura, con rivestimento, 330 mm, con meccanismo di arresto

Porta-aggi con curvatura a destra

Pinze biotiche, porta-aggi, curva a destra, 5 mm,

Codice articolo	Descrizione
WA64740A	Inserto ganasce, 330 mm
WA64740L	Inserto ganasce, 430 mm
WA60120A	Impugnatura, con rivestimento, 330 mm, con meccanismo di arresto
WA60120L	Impugnatura, con rivestimento, 430 mm, con meccanismo di arresto



Porta-aggi ausiliario

Pinze biotiche, porta-aggi, ausiliario, 5 mm,


Codice articolo	Descrizione
WA64750A	Inserto ganasce, 330 mm
WA60120A	Impugnatura, con rivestimento, 330 mm, con meccanismo di arresto

Porta-aghi HiQ+

Impugnature in linea A HiQ+	
Codice articolo	Descrizione
WA60120A	Impugnatura, con rivestimento, 5 x 330 mm, con meccanismo di arresto
WA60120L	Impugnatura, con rivestimento, 5 x 430 mm, con meccanismo di arresto
A0400	Tappo di tenuta, blu, per Luer Lock, 6 pz.

Porta-aghi standard	
	
Pinze da presa, porta-aghi, con autoallineante,	
Codice articolo	Descrizione
WA56900A	5 x 300 mm, diritto
	
Pinze da presa, porta-aghi, con autoallineante,	
Codice articolo	Descrizione
A5690	5 x 300 mm, diritto
A5698	5 x 300 mm, curvo
WA56090L	5 x 390 mm, diritto
WA56098L	5 x 390 mm, curvo
A0400	Tappo di tenuta, blu, per Luer Lock, 6 pz.

Spinginodo HiQ+ e chiusura della fascia

Spinginodo tipo Roeder HiQ+	
	
Codice articolo	Descrizione
WA56903A	Spinginodo, 5 x 330 mm
Chiusura della fascia	
Codice articolo	Descrizione
WA51203A	Ago, per chiusura della fascia, 140 mm
WA51205A	Cannula di ricambio, per WA51203A

Lo sapevate?

Sapevate che Olympus offre anche un servizio completo di training e assistenza nonché la realizzazione di progetti per giungere a soluzioni ottimali e massimizzare l'efficienza all'interno dei reparti?

Per maggiori informazioni, contattate il vostro rappresentante locale!



- I nostri servizi modulari offrono numerosi vantaggi rispetto ai contratti di fornitura standard.
- Insieme al vostro partner Olympus, sarà facile scegliere tra i diversi servizi flessibili della nostra offerta i moduli più adatti per aumentare l'efficienza, ridurre i costi e rendere più affidabili i flussi di lavoro.
- Scoprite la nostra offerta di servizi in moduli combinabili e tutti i vantaggi dei servizi modulari Olympus.

Service Solutions
Secure your investment



- Olympus offre corsi di addestramento certificati a livello internazionale per medici specialisti.
- I corsi sono tenuti da esperti specialisti, con il supporto di Olympus, per aiutare i professionisti sanitari a perfezionare le proprie competenze.
- I nostri centri di addestramento sono collegati a una rete di strutture cliniche, pertanto le procedure operatorie possono essere trasmesse in tempo reale, per finalità didattiche, dalle sale endoscopiche e dalle sale operatorie dei più importanti istituti clinici.


Medical Expert Training



- Olympus eroga un'ampia gamma di prodotti e servizi per fornire soluzioni totalmente integrate nell'ambito dell'assistenza sanitaria.
- Dall'elaborazione del progetto alle fasi di realizzazione, installazione e messa in opera, siamo in grado di aiutarvi a individuare la soluzione ottimale per massimizzare l'efficienza del vostro reparto e migliorare la salute e la sicurezza, sia degli utenti che dei pazienti, all'interno della vostra struttura sanitaria.

ENDOALPHA

HICURA, HiQ+

Considerata la costante evoluzione delle conoscenze mediche, possono essere necessarie modifiche tecniche o variazioni del design del prodotto, delle specifiche del prodotto, degli accessori e delle offerte di servizi.

The logo consists of the word "OLYMPUS" in a bold, blue, sans-serif font. A horizontal yellow line is positioned directly beneath the text.

OLYMPUS ITALIA S.R.L.

Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), Italia
Telefono: +39 02 26 97 21, Fax: 39 02 26 97 24 88
E-mail: olympus.italia@olympus-europa.com
www.olympus.it

OLYMPUS SCHWEIZ AG

Richtiring 30, 8304 Wallisellen, Svizzera
Telefon: +41 44 94766-81, Fax: +41 44 94766-54
E-Mail: medical.ch@olympus.ch
www.olympus.ch