



## Infektionsprävention

Ja      Nein      Nicht  
zutreffend

Training und Fortbildung (mindestens einmal pro Jahr für alle Mitarbeitenden, dokumentiert)

### Hygieneplan, der alle Vorgaben für hygienisches Verhalten enthält, z. B.:

- Kleidung (z. B. unterschiedliche Kleidung für unterschiedliche Arbeitsbereiche)
- Wäsche und geeignete Wäschesammelbehälter
- Reinigung/Desinfektion aller Böden in verschiedenen Bereichen mit und ohne Infektionsrisiko
- Abfall und geeignete Abfallbehälter für verschiedene Arten von Abfall, einschließlich Abfallbehälter für spitze und scharfe Gegenstände
- Dosierspender (für Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Lotion)
- Kein Schmuck, keine Uhren, kein Nagellack, kurze Fingernägel, keine künstlichen Fingernägel
- Ordnungsgemäße Durchführung der Händedesinfektion
- Beschreibung des Aufbereitungsraums (der Aufbereitungsräume): Trennung in eine „reine“ und eine „unreine“ Zone für einen ordnungsgemäßen hygienischen Arbeitsablauf (organisatorisch oder durch getrennte Räume)
- Beschreibung der Standardarbeitsanweisung (SAA) für die Aufbereitung von Medizinprodukten und des erforderlichen Zubehörs (manuell und/oder maschinell)
- Ausreichende PSA (persönliche Schutzausrüstung), wie Handschuhe, Schutzbrille, Mund-Nasen-Schutz, Schutzkittel/Schürze
- Betriebsarzt: regelmäßige Termine und Gesundheitskontrollen (z. B. Impfungen, Personaltrainings zur Händehygiene)
- usw.

Reinigungs- und Desinfektionsplan:

Was wird wann, von wem, womit gemacht, und haben alle Desinfektionsmittel den erforderlichen Wirkungsbereich?

Sind genügend und richtig ausgestattete hygienische Händewasch-/Desinfektionsplätze vorhanden?

Ist die richtige PSA (persönliche Schutzausrüstung) für die verschiedenen Tätigkeiten (Patientenbehandlung, Aufbereitung von Instrumenten usw.) vorhanden?

## Umgang mit Medizinprodukten

Ja      Nein      Nicht  
zutreffend

Sind alle aktiven Medizinprodukte in einer Bestandsliste aufgeführt?

Zum Beispiel Reinigungs-Desinfektionsgeräte, Ultraschallreiniger, Endoskope, Sterilisatoren usw.

Sind für alle Medizinprodukte Gebrauchsanweisungen (einschließlich der Aufbereitung) verfügbar?

Werden Wartung, Reparaturen, Validierung und Routineprüfungen (falls zutreffend) gemäß der Gebrauchsanweisung/den Herstellerangaben durchgeführt?

Wurde eine Risikobewertung und Klassifizierung der aufzubereitenden Medizinprodukte durchgeführt?

Wurden die Verantwortlichkeiten für alle Aufbereitungsschritte festgelegt und dokumentiert (Standardarbeitsanweisung [SAA]/Organigramm)?

Sind schriftliche SAAs und eine Dokumentation für alle Aufbereitungsschritte (manuell und maschinell) vorhanden?

## Wenn die Aufbereitung extern durchgeführt wird:

Ja      Nein      Nicht  
zutreffend

Ist sichergestellt, dass die externe Aufbereitungseinrichtung fachlich in der Lage ist, Medizinprodukte korrekt und nach allen geltenden Richtlinien aufzubereiten?

Sind die Transportzeiten innerhalb des gesetzlichen Rahmens festgelegt und dokumentiert?

Gibt es einen Vertrag für die externe Aufbereitung?

Sind die Schnittstellen hinsichtlich einer Vorbehandlung am Einsatzort und/oder einer manuellen Reinigung, die nach einem chirurgischen/endoskopischen Eingriff erforderlich sein könnte, definiert?

Festlegung und Einhaltung der in den Richtlinien beschriebenen Zeitintervalle zwischen dem Ende des Eingriffs und dem Beginn der Aufbereitung (z. B. an die Organisation eines Hol- und Bringdienstes denken)

Diese Informationen werden von Olympus zur Verfügung gestellt, um die weltweiten Bemühungen zur Infektionsprävention zu unterstützen. Diese Informationen werden ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder sonstigen Qualität zur Verfügung gestellt. Olympus haftet in keinem Fall für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus oder in Verbindung mit der Nutzung dieser Informationen oder aus darin enthaltenen Fehlern oder Auslassungen ergeben.

**OLYMPUS**

**OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG**  
Postbox 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany  
Wendenstrasse 20, 20097 Hamburg, Germany  
Phone: +49 40 23773-0, Fax: +49 40 233765  
www.olympus-europa.com