

# OLYMPUS

Your Vision, Our Future

STEINTHERAPIE MIT OLYMPUS  
EZDILATE BALLON-DILATATOREN  
Präziser Zugang, kontrollierte Dilatation bei PCNL und URS



# PRÄZISE DARSTELLUNG ERLEICHTERT KONTROLLIERTEN PERKUTANEN UND URETEROSKOPISCHEN ZUGANG

**EZDilate Ballon-Dilatatoren – in verschiedenen Größen verfügbar – ermöglichen eine schonende Ureter-Dilatation zur Passage von Strikturen sowie einen sicheren Zugang mit minimalem Patiententrauma bei perkutanen chirurgischen Eingriffen.**

- Der am Distalende konisch zulaufende Schaft, lässt sich selbst bei Behinderungen durch umgebendes Gewebe **schonend einführen**.
- Röntgen-Kontrast-Spitze – für **präzise, kontrastreiche Darstellung** während des Zugangs, bevor der Ballon mit Flüssigkeit gefüllt wird.
- **Kontrollierter Zugang** dank exakt definierter **einstufiger Dilatation**. Spezielle hydrophile Silikonbeschichtung des Ballons erhöht die Gleitfähigkeit und erleichtert schonendes, präzises Positionieren.

## Nephro-EZDilate Ballon-Dilatator

*Deutliche Darstellung dank Röntgen-Kontrast-Spitze*


*Kontrollierte Dilatation in einem Schritt*

*Schonendes, atraumatisches Einführen*




### **Uro-EZDilate Ballon-Dilatator**

Der Ballon wurde speziell zur Passage von Strikturen und zur sanften Ureter-Dilatation entwickelt. Mit den Längen von 4 und 10 cm und den Weiten von 12 bis 18 Ch. wird er den Anforderungen bei verschiedensten Eingriffen gerecht.



### **Ballon-Pumpe**

Die Einweg-Hochdruck-Pumpe gehört zum Lieferumfang der EZDilate Ballon-Dilatator-Sets, ist aber auch separat erhältlich. Zu ihrem intuitiven Design gehört ein Arretierungshebel für den Kolben, der einfaches und kontrolliertes Auffüllen sowie schnelles Ablassen der Flüssigkeit ermöglicht.



### **Faltvorrichtung**

Die integrierte Faltvorrichtung sorgt für ein schmales Profil beim erneuten Einführen.



# EZDILATE BALLON-DILATATOREN

## Bestellinformation

### Nephro-EZDilate Ballon-Dilatator — Berstdruck 17 bar

#### Set: Ballon-Dilatator mit 25 ml Pumpe

Katalog-Nr.	Beschreibung	Abmessungen
EGBPCN0815K	PCNL-Ballon und Pumpe	8 mm (24 Ch.) × 15 cm
EGBPCN1015K	PCNL-Ballon und Pumpe	10 mm (30 Ch.) × 15 cm

#### Ballon-Dilatatoren, einzeln

Katalog-Nr.	Beschreibung	Abmessungen
EGBPCN0815	PCNL-Ballon	8 mm (24 Ch.) × 15 cm
EGBPCN1015	PCNL-Ballon	10 mm (30 Ch.) × 15 cm
EGBINF2530	Ballon-Pumpe	-

### Uro-EZDilate Ballon-Dilatator — Berstdruck 20 bar

#### Set: Ballon-Dilatator mit 25 ml Pumpe

Katalog-Nr.	Beschreibung	Abmessungen
EGBURS0404K	URS-Ballon und Pumpe	4 mm (12 Ch.) × 4 cm
EGBURS0410K	URS-Ballon und Pumpe	4 mm (12 Ch.) × 10 cm
EGBURS0504K	URS-Ballon und Pumpe	5 mm (15 Ch.) × 4 cm
EGBURS0510K	URS-Ballon und Pumpe	5 mm (15 Ch.) × 10 cm
EGBURS0604K	URS-Ballon und Pumpe	6 mm (18 Ch.) × 4 cm
EGBURS0610K	URS-Ballon und Pumpe	6 mm (18 Ch.) × 10 cm

#### Ballon-Dilatatoren, einzeln

Katalog-Nr.	Beschreibung	Abmessungen
EGBURS0404	URS-Ballon	4 mm (12 Ch.) × 4 cm
EGBURS0410	URS-Ballon	4 mm (12 Ch.) × 10 cm
EGBURS0504	URS-Ballon	5 mm (15 Ch.) × 4 cm
EGBURS0510	URS-Ballon	5 mm (15 Ch.) × 10 cm
EGBURS0604	URS-Ballon	6 mm (18 Ch.) × 4 cm
EGBURS0610	URS-Ballon	6 mm (18 Ch.) × 10 cm
EGBINF2530	Ballon-Pumpe	-

Der Hersteller behält sich Änderungen der technischen Daten, der Ausstattung und des Designs ohne Vorankündigung vor.

**OLYMPUS**

**OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH**

Wendenstraße 14-18  
20097 Hamburg  
Tel.: +49 8002 0044 4-213  
Fax: +49 4023 773-5771  
E-Mail: endo.sales@olympus.de  
www.olympus.de

**OLYMPUS AUSTRIA GES.M.B.H.**

Shuttleworthstraße 25  
1210 Wien  
Tel.: +43 1291 01-224  
Fax: +43 1291 01-226  
E-Mail: endoskopie@olympus.at  
www.olympus.at

**OLYMPUS SCHWEIZ AG**

Chriesbaumstrasse 6  
8604 Volketswil  
Tel.: +41 4494 766-81  
Fax: +41 4494 766-54  
E-Mail: endo.ch@olympus.ch  
www.olympus.ch