

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

TRATAMIENTO DE CÁLCULOS
BALONES DE DILATACIÓN EZDILATE

Acceso y dilatación para NPCL y URS.



VISUALIZACIÓN PRECISA PARA CONSEGUIR UN ACCESO PERCUTÁNEO Y URETEROSCÓPICO CONTROLADO

Los balones de dilatación EZDilate están disponibles en varios tamaños para permitir una dilatación segura del uréter en caso de estenosis, así como un acceso seguro durante la cirugía percutánea con un traumatismo mínimo para el paciente.

- La vaina se estrecha en el extremo distal para permitir una **inserción suave y atraumática** en la cavidad corporal del paciente, incluso cuando hay tejido alrededor que complica la operación.
- **Ofrece una visualización segura y precisa** gracias a la punta totalmente radiopaca, que garantiza el acceso a la zona deseada antes del inflado.
- **Acceso controlado** gracias a la dilatación precisa **en un solo paso**. Los recubrimientos hidrofílicos y de silicona especiales del balón favorecen una inserción suave y con poca fricción.

Balón de dilatación Nephro-EZDilate

Visualización precisa gracias a la punta radiopaca


Dilatación controlada de un solo paso

Inserción suave y atraumática




Balón de dilatación Uro-EZDilate

Este balón, diseñado para garantizar el acceso a través de la estenosis y una dilatación moderada del uréter, está disponible en versiones de 4 y 10 cm y de 12 a 18 Fr que se adaptan a las necesidades de cualquier procedimiento.



Dispositivo de inflado de balones

El dispositivo desechable de inflado de alta presión se incluye en todos los kits de balones de dilatación EZDilate y también se encuentra disponible por separado. Su diseño intuitivo incluye un interruptor de activación del émbolo que permite un inflado fácil y preciso, así como un desinflado rápido.



Herramienta plegable

La herramienta plegable integrada garantiza vaciar el volumen restante para una posible reinsertación en el mismo procedimiento.



BALONES DE DILATACIÓN EZDILATE

Información para pedidos

Balón de dilatación Nephro-EZDilate (presión de rotura: 17 atm)

Kit de balón de dilatación con dispositivo de inflado de 25 cc

| Referencia | Descripción | Dimensiones |
|-------------|--|-----------------------|
| EGBPCN0815K | Kit con balón para NPCL y dispositivo de inflado | 8 mm (24 Fr) × 15 cm |
| EGBPCN1015K | Kit con balón para NPCL y dispositivo de inflado | 10 mm (30 Fr) × 15 cm |

Balones de dilatación individuales

| Referencia | Descripción | Dimensiones |
|------------|---------------------------------|-----------------------|
| EGBPCN0815 | Balón para NPCL | 8 mm (24 Fr) × 15 cm |
| EGBPCN1015 | Balón para NPCL | 10 mm (30 Fr) × 15 cm |
| EGBINF2530 | Dispositivo de inflado de balón | - |

Balón de dilatación Uro-EZDilate (presión de rotura: 20 atm)

Kit de balón de dilatación con dispositivo de inflado de 25 cc

| Referencia | Descripción | Dimensiones |
|-------------|---|----------------------|
| EGBURS0404K | Kit con balón para URS y dispositivo de inflado | 4 mm (12 Fr) × 4 cm |
| EGBURS0410K | Kit con balón para URS y dispositivo de inflado | 4 mm (12 Fr) × 10 cm |
| EGBURS0504K | Kit con balón para URS y dispositivo de inflado | 5 mm (15 Fr) × 4 cm |
| EGBURS0510K | Kit con balón para URS y dispositivo de inflado | 5 mm (15 Fr) × 10 cm |
| EGBURS0604K | Kit con balón para URS y dispositivo de inflado | 6 mm (18 Fr) × 4 cm |
| EGBURS0610K | Kit con balón para URS y dispositivo de inflado | 6 mm (18 Fr) × 10 cm |

Balones de dilatación individuales

| Referencia | Descripción | Dimensiones |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| EGBURS0404 | Balón para URS | 4 mm (12 Fr) × 4 cm |
| EGBURS0410 | Balón para URS | 4 mm (12 Fr) × 10 cm |
| EGBURS0504 | Balón para URS | 5 mm (15 Fr) × 4 cm |
| EGBURS0510 | Balón para URS | 5 mm (15 Fr) × 10 cm |
| EGBURS0604 | Balón para URS | 6 mm (18 Fr) × 4 cm |
| EGBURS0610 | Balón para URS | 6 mm (18 Fr) × 10 cm |
| EGBINF2530 | Dispositivo de inflado de balón | - |

Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.

OLYMPUS

OLYMPUS IBERIA S.A.U.
Plaza Europa 29-31, 08908 L'Hospitalet
de Llobregat, Barcelona, España
Tel.: +34 9 02 44 47 04
Fax: +34 9 32 00 95 80
E-mail: oes.marketingendo@olympus.es
www.olympus.es, www.olympus.pt

OLYMPUS LATIN AMERICA, INC.
6100 Blue Lagoon Drive, Suite 390
Miami FL 33126-2087, USA
Tel.: +1 305 260 4244
Fax: +1 305 266 9168
E-mail: cirugia@olympus.com
www.olympusamericalatina.com