

WM-NP3

Wózek endoskopowy



Wózek endoskopowy WM-NP3

Cechy

Wózek WM-NP3 zaprojektowano i wyprodukowano jako praktyczne dopełnienie torów wizyjnych firmy Olympus, z myślą o zwiększeniu komfortu ich użytkowania. Dzięki smukłej konstrukcji i zwiększonej ładowności przy jednoczesnej redukcji zajmowanej powierzchni i obniżeniu kosztów eksploatacji wózek WM-NP3 będzie wspomagać obsługę systemów Olympus, nie dominując w sali zabiegowej, co czyni go cennym następcą wózka WM-NP2.

Dostosowanie do potrzeb użytkownika

Dostępne są dedykowane akcesoria, które optymalizują wydajność systemu i zabiegów.

Bezpieczeństwo elektryczne

Wózek WM-NP3 jest standardowo dostarczany z transformatorem separacyjnym. Wyjście z transformatora jest sterowane za pomocą centralnego włącznika, który umożliwia jednoczesne włączanie wszystkich urządzeń.

Regulacja prądu rozruchowego i tryb czuwania o niskim poborze prądu

Wózek WM-NP3 wykorzystuje czujnik poziomu do wykrywania zakłóceń w sieci i ochrony transformatora przed początkowym prądem rozruchowym. System zabezpieczenia przed prądem rozruchowym jest zasilany z medycznego zasilacza AC-DC. Tryb czuwania o niskim poborze prądu zmniejsza zużycie energii w trybie czuwania, zapewniając większą wydajność i oszczędność energii, co zmniejsza wpływ wózka WM-NP3 na środowisko.

Łatwe przemieszczanie

Ergonomiczne uchwyty i podwójne kółka samonastawne umożliwiają przemieszczanie wózka endoskopowego dożądanego miejsca na terenie pracowni.

Optymalne ułożenie przewodów

Optymalne ułożenie przewodów jest zapewniane poprzez umieszczenie prowadnic do układania przewodów w stelażu wózka endoskopowego, zwiększenie średnicy tych prowadnic oraz ułatwienie dostępu do przewodów w celu ich prowadzenia i wyjmowania.

Obrazowanie

Wózek endoskopowy WM-NP3 jest dostępny z różnymi uchwytami monitorów, które optymalizują zasięg kompatybilnych monitorów i ułatwiają pracę operatora dzięki funkcjom obrotu i przechylania. Uchwyt MAJ-2216 może utrzymać monitor o wadze od 6,5 do 12 kg, a uchwyt MAJ-2217 monitor o wadze od 12 do 14 kg. Dzięki mocowaniu VESA w obu uchwytach można zamontować monitor o przekątnej do 32 cali.



Wózek endoskopowy WM-NP3

Akcesoria

MAJ-2154

Uchwyt do przechowywania materiałów eksploatacyjnych



Numer artykułu — K10030423

MAJ-2158

Uchwyt na pojemnik do ssaka



Numer artykułu — K10028139

MAJ-2159

Wieszak na dwa endoskopy



Numer artykułu — K10028140

MAJ-2160

Uchwyt rurki płuczącej



Numer artykułu — K10028141

MAJ-2165

Szuflada



Numer artykułu — K10030178

MAJ-2166

Uchwyt na wodę sterylną



Numer artykułu — K10030036

MAJ-2167

Uchwyt pielęgnarskiego panelu sterowania



Numer artykułu — K10030210

MAJ-2173

Półka boczna



Numer artykułu — K10030389

MAJ-2211

Uchwyty boczne



Numer artykułu — K10035108

MAJ-2216

Uchwyt monitora LCD 6,5–12 kg



Numer artykułu — K10035789

Zawartość zestawów standardowych:

Wózek endoskopowy WM-NP3 i elementy oznaczone znakiem (●)

Numer artykułu	Opis części	Obszar EUROPA POZOSTAŁE KRAJE	Zestaw podstawowy	Zestaw standardowy GI	Zestaw URO
			K10035360 K10035363	K10035365 K10035368	K10035370 K10035373
	Zestaw elementów montażowych wózka endoskopowego		●	●	●
	Transformator (dostosowany do danego rynku)		●	●	●
K10028141	Uchwyt rurki płuczącej MAJ-2160		●	●	●
K10027573	Wysuwana półka na klawiaturę MAJ-2146			●	●
K10028140	Wieszak na dwa endoskopy MAJ-2159			●	
K10035789	Uchwyt monitora LCD 6,5–12 kg MAJ-2216			●	
K10035108	Uchwyty boczne MAJ-2211			●	●
K10009210	Zestaw przewodów IEC		●	●	●

Opcjonalne zgodne akcesoria

Numer artykułu	Opis części
K10021041	Uchwyt na butlę z CO ₂ (140) MAJ-1639
K10016952	Stojak na kroplówkę MAJ-1642
K10021042	Uchwyt na butlę z CO ₂ (205) MAJ-1650
K10021043	Uchwyt na butlę z CO ₂ — podwójny MAJ-1653
K10021352	Ekwipotencjalna listwa zaciskowa MAJ-1654
K10021791	Uchwyt na klawiaturę — montowany z boku MAJ-1657
K10021795	Uchwyt monitora LCD — montowany z boku MAJ-1661
K10021797	Zestaw do mocowania ramienia do napędu EUS MAJ-1663
K10028704	Uchwyt na głowicę kamery MAJ-1665
K10027573	Wysuwana półka na klawiaturę MAJ-2146
K10027575	Uchwyt do zamocowania dwóch monitorów MAJ-2149

Specyfikacja

WM-NP3	
Wymiary	1400 mm (wys.) × 675 mm (gł.) × 665 mm (szer.)
Masa	84 kg (bez obciążenia), wraz z zamontowanym transformatorem
Maksymalne obciążenie	Maksymalnie 20 kg na górnej półce
	Maksymalnie 31 kg na półkę
	Maksymalnie 35 kg na panelu dolnym
Koła samonastawne	Średnica 125 mm
	2× przewodzące podwójne koła samonastawne z hamulcami
	2× podwójne koła samonastawne z hamulcami

Napięcie

Produkt WM-NP3 jest dostarczany z transformatorem separacyjnym o następujących parametrach napięcia:

MAJ-2155	Transformator WM-T3 100 V
MAJ-2156	Transformator WM-T3 110–120 V
MAJ-2157	Transformator WM-T3 220–240 V

Charakterystyka konstrukcyjna

Stacja robocza	
Stelaż	Tłoczone kształtki aluminiowe
Półki	Stal nierdzewna
Górna półka	Formowany wtryskowo ABS

Firma Olympus zastrzega sobie prawo do błędów, modyfikacji i zmian w ofercie usług i/lub produktów.